

介護保険^適福祉用具レンタル商品カタログ

アコルくらぶ

ACCORD CLUB

vol.21



介護保険制度について

介護保険制度の概要についてご紹介します


介護サービスの利用対象者

介護保険の被保険者は、65歳以上の方（第1号被保険者）および40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号被保険者）に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病※）が原因で要介護（要支援）を受けたときに介護サービスを受けることができます。

区分	第1号被保険者	第2号被保険者
対象者	65歳以上の方	40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
受給要件	・要介護状態（寝たきり、認知症などで介護が必要な状態） ・要支援状態（日常生活に支援が必要な状態）	要介護（要支援）状態が、加齢に起因する疾病（特定疾病※）による場合に限定
保険料の支払い	市町村と特別区が徴収（原則、年金からの天引き）	医療保険料と一体的に徴収

※特定疾病
1. がん（末期） 2. 関節リウマチ 3. 筋萎縮性側索硬化症 4. 後縦靱帯骨化症 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8. 脊髄小脳変性症 9. 脊柱管狭窄症 10. 早老症 11. 多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 慢性閉塞性肺疾患 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用フローとサービス内容



(注1) ※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など
(注2) ※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

介護サービスの利用限度額（月額）

区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者1割負担額	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者2割負担額	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円
ご利用者3割負担額	15,096円	31,593円	50,295円	59,115円	81,144円	92,814円	108,651円

実際の限度額は金額ではなく単位で決められており、上表では金額の目安として1単位あたり10円で計算しています。また介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。詳しくは市区町村にご確認ください。

CONTENTS

介護保険^適福祉用具レンタル商品カタログ

車いす機能一覧 90

当カタログに掲載中の商品は、**非課税** マークがついた商品や一部の販売商品で税別と表記されているものを除いて、すべて**税込価格**です。ただし、レンタルする商品の組み合わせによって税区分が変わる商品もございますのでご注意ください。


掲載中の商品の色は、印刷物のため実物と若干異なる場合がございます。また商品の仕様、デザインや内容は改善のために予告なく変更させていただきますのであらかじめご了承ください。



特殊寝台・特殊寝台付属品 2



床ずれ防止用具 22



体位変換器 28



歩行補助杖 30




歩行器 32



手すり 40



車いす・車いす付属品 52



スロープ 74



移動用リフト 78



自動排泄処理装置 85




徘徊感知機器 86

特殊寝台・特殊寝台付属品	レンタル	P2-21
床ずれ防止用具	レンタル	P22-27
体位変換器	レンタル	P28-29
歩行補助杖	レンタル	P30-31
歩行器	レンタル	P32-39
手すり	レンタル	P40-51
車いす・車いす付属品	レンタル	P52-73
スロープ	レンタル	P74-77
移動用リフト	レンタル	P78-84
自動排泄処理装置	レンタル	P85
徘徊感知機器	レンタル	P86-89

特殊寝台ガイド

特殊寝台(介護ベッド)は、起き上がりなどの動作を補助する福祉用具で、要介護者さまの自立を支援するとともに、介護者さまが身体を痛める危険性を避けるためにも使用されます。



介護ベッドの基本機能

介護ベッドには背上げ、高さ調節、膝上げ、背膝連動など四つの基本機能があります。

背上げ

ご利用者さまの起き上がり動作をサポートして座っているような姿勢にできるので、お好みの角度で食事をしたり、テレビ鑑賞などが行いやすくなります。

背上げ

背膝連動

背膝連動

背上げの角度調整に連動して膝上げができるので、起き上がり時の姿勢がズレにくく安定します。

膝上げ

背上げを行った場合、上体がずり下がりがちになりますが、膝上げも行えばずり下がり防止できます。また、膝上げは足を伸ばしたままにせず、自然に膝が曲がりますので楽な姿勢を保ちます。

高さ調節

ベッド全体が昇降するため、普段は端座位に適した高さに、就寝時は万が一の転落に備えて最低の高さに、移乗時は車いすと同じ高さに、あるいは腰痛防止のために介護者さまの作業に合わせた高さにすることなどができます。

高さ調節

膝上げ

モーター数による基本機能の一般的な違い

一般的に、モーター数が多いほど多機能となります。

2

モーター

背上げ

高さ調節

背膝連動

2モーターベッドの基本機能

2モーターベッドは背上げ、高さ調節、背膝連動機能があります。3モーターと違い、膝上げの単独機能は無く、背上げと連動して動きますので膝上げの細かな調整ができません。

3

モーター

背上げ

高さ調節

膝上げ


3モーターベッドの基本機能

3モーターベッドは背上げ、高さ調節、膝上げ機能があります。膝上げが単独で行えるため細やかな調整が可能です。なお、メーカー独自の背膝連動機能が実装されている場合があります。

介護ベッドのサイズ

介護ベッドの幅や長さにはいくつかのパターンがあります。

●介護ベッドの幅(≒マットレス幅)




100cm(※1)のベッドは寝返り動作がしやすく、転落の可能性が減少します。
83cmはご利用者さまに接近して介護する必要がある場合などに便利ですが、寝返りにはやや不向きです。
90cm(※2)はその中間です。

※1 現在お取り扱いがありません

※2 パラマウントベッド社製品は91cm基準

●介護ベッドの長さ(≒マットレス長さ)




ミニ
身長150cm未満の方へ

レギュラー
身長150cm以上の方へ

ロング
身長176cm以上の方へ

通常、ロングはレギュラーと延長フレームなどオプション品との組み合わせです。


※幅や長さの値はあくまで標準的なものであり、実際にはメーカーや商品によって異なります。



居心地の良い部屋にするためには 介護ベッドの配置が重要です。

一般的に介護ベッドは昇降時に若干スイング(※)するため壁から15cm以上離す必要があります。またシーツやおむつの交換、着替えや食事など介護をするためのスペースや車いす利用のためのスペース、コンセントの位置などを考慮しながら配置しましょう。


※垂直昇降するタイプのベッドはこの限りではありません。



特殊寝台・マットレスラインナップ

特殊寝台

P.4 シーホネンズ
和夢彩



P.5 シーホネンズ
CORE Neo(コア・ネオ)



P.8 ブラッツ
ミオレットⅢ



P.8 ブラッツ
ラフィオ ポジショニング
ベッドシリーズ




P.10 ブラッツ
ミオレットⅡ



P.10 ブラッツ
ミオレットⅡ宮付



P.14 パラマウントベッド
楽匠Z



P.15 パラマウントベッド
楽匠FeeZ(フィーズ)




特殊寝台付属品マットレス

P.18 シーホネンズ
ダブルウェーブマットレス



P.18 パラマウントベッド
プレグラーマットレス




P.18 フコク
FKマットレス



P.18 ニシケン仕様
2way sleep
マットレス




P.19 パラマウントベッド
エバーフィットC3
マットレス



P.19 タイカ
アルファプラ
すくっとRe



P.19 タイカ
アルファプラ
すくっと



P.20 ブラッツ
ユービーポイントマットレス



P.20 モルデン
テルサ



P.20 モルデン
ソフィア



レンタル
特殊寝台・付属品
P2-21
床すれ防止用具
レンタル
P22-27
体位変換器
レンタル
P28-29
歩行補助杖
レンタル
P30-31
歩行器
レンタル
P32-39
手すり
レンタル
P40-51
車いす・付属品
レンタル
P52-73
スロープ
レンタル
P74-77
移動用リフト
レンタル
P78-84
自動排泄処理装置
レンタル
P85
徘徊感知機器
レンタル
P86-89

サービスコード 特殊寝台:171003／特殊寝台付属品:171004

なごむ さい
和夢 彩

シーホネンス

非課税

高齢者の誤嚥予防やベッドの通気の確保、
身体サイズや設置環境を考慮した省スペース設計



サイズ	全長2060[1960]×全高640~1065×全幅995mm ※83cm時は全幅925mm ※[]内はショート	重量	NX-1W／88kg NX-2W／87.5kg	NX-1N／84kg NX-2N／83.5kg	材質	本体／スチール・抗菌剤入り粉体塗装 ボード／樹脂製(木目シート貼り)

■ 業界初のヘッドレスト機能

頭頸部だけを30度傾けることで、顎を少し引き、前かがみの姿勢を作ることによって誤嚥リスクを軽減させることができます。また、ヘッドレストご使用時には、視界も格段に広がるため口にする食物等を目視で確認できます。

■ ヘッドレスト機能未使用



■ ヘッドレスト機能使用時



■ 垂直昇降 最高床高67.5cm

介助者さまの腰痛などの身体的負担を軽減できるよう、最上昇時には業界最高レベルの 67.5cm を実現。ベッド上での着替えやオムツ交換などの立ち姿勢での腰を曲げる介助作業を極力軽減しました。



■ 脚先上げ機構

脚先全体を上げる機構を搭載しています。脚のむくみ対策のため、脚先を水平、脚先下がりの 2 ポジションから選択可能です。

■ ご利用者さまのお顔に近い“角度計”

エアースルーボトム側面には、ご利用者さまのお顔に近い位置に角度計を取付けられました。また、左右どちらにでも取付けることが可能なため設置場所の制限がありません。これにより、角度表示とともにご利用者さまのお顔を一緒に眺めることができ、安全な背上げが可能となります。



■ 褥瘡対策・前ズレを防ぐスイングバックⅡ

背上げをしていく際に背上げの支点を後方にスライドさせることで隙間を確保し、腹部の圧迫と前ズレを軽減させるスイングバック機能をさらに発展。従来品よりもスイングバック幅を1.5cm拡大し、7.5cmとしました。これにより腹圧と前ズレの更なる軽減を実現しました。



■ 身長に合わせて長さを調節

可動式脚ボトムユニットにより、床長が181cm(ショート)、191cm(レギュラー)の2段階で調節が可能です。なおオプションのロングボトムユニットの使用により205cm(ロング)への対応も可能です。

■ 新設計の手元スイッチ

専用キーでのみ操作可能なロック機能など、認知症対策などが施され、安全性が向上しました。



■ 空気を循環させるエアースルーボトム

暖かい空気は上昇し、そこへ空気が流れ込んでくるという空気の循環特性があります。そこで、樹脂の有するデザイン自由度によってベッドの下から空気穴を通して僅かな空気の対流ができるようにしました。



3 モーター	背上げ 70°	膝上げ 30°	高さ 調節	品番	商品番号
				NX-1W	03-4000-2
				NX-1N	03-4001-2
NX-1W					
90cm幅		レギュラー・ショート		TAIS	00167-000195
月極	1割	2割	3割		
NX-1N					
83cm幅		レギュラー・ショート		TAIS	00167-000196
月極	1割	2割	3割		

2
モーター

背上げ
70°

背膝運動
70°/20°

高さ
調節

品番

商品番号

NX-2W03-4002-2

NX-2N03-4003-2

NX-2W

90cm幅

レギュラー・ショート

TAIS

00167-000197

月極

1割

2割

3割

NX-2N

83cm幅

レギュラー・ショート

TAIS

00167-000198

月極

1割

2割


3割

ロングボトムユニット

シーホネンス

ご利用者さまの体型やご利用環境に合わせて、「和夢 彩」の全長を14cm延長することができます

JIS認証商品



※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※ロングボトムユニットは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

LBU-9008F [90cm幅用]

TAIS	00167-000206	商品番号	04-4000-2
月極	1割	2割	3割

LBU-8308F [83cm幅用]

TAIS	00167-000207	商品番号	04-4001-2
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

CORE Neo

シーホネンス

使いやすさと快適さをさらに身近にするスタンダードベッド

非課税

CORE Neo

コア・ネオ

サイズ 全長2060[1960]×全高645~1005×全幅988(910)mm

※[]内はショート、()内はサイドレール収納時

重量 NS-840(4モーター・樹脂)/約75.6kg

NS-830(3モーター・樹脂)/約73kg

NS-820(2モーター・樹脂)/約72kg

材質 本体/スチール・粉体焼付塗装

ボード/PP樹脂

■ 離床時の立ち上がりがスムーズなベッドサイド


サイドレールホルダーを収納すると、足元の突起物がなくなり端座位や離床を安心して行うことができます。また、ご利用者さまや介助者さまがサイドレールホルダーに引っ掛かり怪我をするリスクが大幅に軽減されます。



収納すれば突起が無く
車いすへの移乗もラクに!

■ むくみケアのための脚先上げ機構

脚のむくみ対策として、脚先上げ・脚先下げをワンタッチで簡単に切り替えることができます。例えば、心不全の症状や高血圧の副作用によるむくみ予防などにご使用ください。



むくみ予防に!

■ 閉塞感を感じさせないサイドレール中央差し

サイドレール中央差しが可能です。頭側を塞がないので、閉塞感を感じさせません。また、真横を見るとレールが視界の邪魔になりません。



※サイドレール: K-170Rを使用

■ 使いやすさにこだわった手元スイッチ

個別で操作を禁止できる「動作ロック機能」

ご利用者さまによる一人操作が危険と考えられる場合は、手元スイッチ裏側で3種類の動作ロックを設定することが可能です。



背上げ時のズレを抑制する「あたま・あしボタン」(3モーターのみ)

1つのボタンで背上げと脚上げを同時に調整できるので、前ズレを抑えた背上げを行うことができます。従来通りの個別ボタンの同時押しももちろん可能です。



指で触れるだけで識別できる「上下識別形状」「ドット表示」

夜間や視力の弱い方でも指で触れるだけで識別できるようにボタンに凹凸を設けています。また各操作ボタンを区別するために、各ボタン下にドット表示を設けています。

追加部品や工具無しのショートとレギュラーのサイズ変更が可能
ショートサイズとレギュラーサイズは兼用で、追加部品や工具無しで簡単にサイズの変更が可能です。

■ 誤嚥リスクを低減する電動ヘッドレスト機能 (4モーターのみ)

[電動ヘッドレスト未使用時]



上向き目線

[背上げ角度 30°]

[電動ヘッドレスト使用時]



無段階 0~30°

前向き目線


[背上げ角度 30°]



4モーター用

電動ヘッドレスト機能

電動ヘッドレスト機能で頭頸部の角度を0~30°の間で調節できます。適切な頸部前屈姿勢がとれて誤嚥を予防する姿勢をサポートします。また、目線を前に向けて、視界が格段に広がります。



4モーター

4モーター

背上げ 70°

膝上げ 30°

高さ調節

頭部 30°

樹脂ボード

NS-840

90cm幅

レギュラー・ショート

TAIS

00167-000276

商品番号
03-4012-2

3モーター

背上げ 70°

膝上げ 30°

高さ調節

樹脂ボード

NS-830

90cm幅

レギュラー・ショート

TAIS

00167-000263

商品番号
03-4010-2

2モーター

背上げ 70°

背膝連動 70°/20°

高さ調節

樹脂ボード

NS-820

90cm幅

レギュラー・ショート

TAIS


00167-000262

商品番号
03-4011-2

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール K-170R(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ995×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
福祉用具届出コード 00167-Z00103		商品番号 04-4030-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-170L(1本)

シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ1135×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
福祉用具届出コード 00167-Z00104		商品番号 04-4060-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-173S(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ720×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
福祉用具届出コード 00167-Z00089		商品番号 04-4080-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-195RX(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ520×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS 00167-000233		商品番号 04-4100-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-170S(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ895×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
福祉用具届出コード 00167-Z00106		商品番号 04-4050-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-173(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ840×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
福祉用具届出コード 00167-Z00091		商品番号 04-4070-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-173L-1(1本)


シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ960×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS 00167-000290		商品番号 04-4090-2	
月極	1割	2割	3割

ベッドサイドレール K-195SX(1本)

シーホネンス




サイズ		材 質	
長さ420×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS 00167-000232		商品番号 04-4110-2	
月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ベッドサイドレール K-195LX(1本)

シーホネンス



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ		材 質	
長さ660×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS	00167-000234	商品番号	04-4120-2
月極	1割	2割	3割

ベッドサイド昇降テーブル PT-4000M

シーホネンス

安全性と
快適を高める
オプション

(ガス圧式)
上昇フリーの
独自機構採用




サイズ	
幅800×奥行400×高さ650~910mm キャスターφ40mm双輪タイプ	
材 質	
本体:スチール製 (抗菌性エポキシ樹脂粉体付塗装) 天板:ダップ樹脂化粧板	
昇 降	
ガススプリング内蔵レバー式 (セーフティスライダー機構付)	

TAIS	00167-000028	商品番号	04-4140-1
月極	1割	2割	3割

サポートグリップ K-95(1本)

シーホネンス



サイズ		材 質	
長さ855×高さ395(ボトム面より)mm		スチール(抗菌粉体焼付塗装)	
TAIS	00167-000281	商品番号	04-4130-1
月極	1割	2割	3割

オーバーテーブル

シーホネンス




K-137W	サイズ/(90cm幅用)幅1000×奥行310mm	材質/ポリエステル化粧板
TAIS	00167-000220	商品番号 04-4020-1

K-137N	サイズ/(83cm幅用)幅930×奥行310mm	材質/ポリエステル化粧板
TAIS	00167-000221	商品番号 04-4021-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

回転式アーム介助バー K-47R

シーホネンス



取り付けレバー

ワンタッチ操作で男性・女性を問わず安定した固定ができます。また、介助バーを取外す際もワンタッチ操作でスピーディに行うことができます。



ロックレバー

ロックレバーは、誤操作を予防するダブルロック機構を採用しています。ロックと解除の操作を片手で行うことができます。

グリップ

角度調整は15°刻みで行えます。

39.5cm

アタリパッド

移乗時にアタリパッドに膝をあてることにより、膝折れやズレ落ちを防止できます。皮膚へも優しく、膝への負担を軽減します。

JIS認証商品

サイズ

長さ1190×高さ520mm
サイドレール部:長さ805×高さ395(ボトム面より)mm
回転アーム部:長さ385×高さ395(ボトム面より)mm


材 質

フレーム部:スチール グリップ部:木目調特殊成形品
アタリパッド:特殊スポンジ エアレックス(ディップ加工)
●抗菌粉体焼付塗装 ●角度調整:最大150°(15°刻み)

TAIS	00167-000226	商品番号	04-4150-1
月極	1割	2割	3割

回転式アーム介助バー K-40RX

シーホネンス



角度調整:最大150°(15°刻み)

サイズ		材 質	
長さ1195×高さ510mm サイドレール部:長さ790×高さ395(ボトム面より)mm 回転アーム部:長さ380×高さ395(ボトム面より)mm		フレーム部:スチール グリップ部:木目調特殊成形品 ●抗菌粉体焼付塗装	
TAIS	00167-000204	商品番号	04-4160-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター K-129 床高+3cm

シーホネンス



JIS認証商品

サイズ

キャスター径:φ75mm
双輪キャスター取付時のベッドの高さ:250+30mm

個 数

4個セット(2個ロック付)

TAIS	00167-000209
商品番号	04-4010-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-21

レンタル
床ずれ防止用具
P22-27

レンタル
体位変換器
P28-29

レンタル
歩行補助杖
P30-31

レンタル
歩行器
P32-39

レンタル
手すり
P40-51

レンタル
車いす・付属品
P52-73

レンタル
スロープ
P74-77

レンタル
移動用リフト
P78-84

レンタル
自動排泄処理装置
P85

レンタル
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 特殊寝台:171003

ミオレットⅢ


プラッツ

非課税

垂直昇降で省スペース設置を実現

ご利用者さまの身長に合わせて3段階の長さ調節が可能

JIS認証商品



樹脂ボード



木製フラットボード

MioletⅢ

サイズ 樹脂ボード／全長1940～2180×全高685～1025×全幅1000mm
木製フラットボード／全長1920～2160×全高540～1025×全幅1000mm

3
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/18°

膝上げ
18°



高さ
調節

2
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/20°

高さ
調節



材質

本体／スチール・ABS樹脂
ボード／
PE樹脂(樹脂ボード)
MDF(木製フラットボード)
オレフィン系シート

床面高
25-59
cm

3 モーター	樹脂ボード P113-31AC	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000557	商品番号 03-2000-2	月極	1割	2割	3割
3 モーター	木製フラットボード P113-31BA	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000558	商品番号 03-2001-2	月極	1割	2割	3割
2 モーター	樹脂ボード P113-21AC	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000553	商品番号 03-2002-2	月極	1割	2割	3割
2 モーター	木製フラットボード P113-21BA	90cm幅	サイズ可変	TAIS:00631-000554	商品番号 03-2003-2	月極	1割	2割	3割

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

プラッツ

非課税

ハイバックサポートやフィッティング機能を搭載し、
自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減

JIS認証商品



最低床面時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない
床面高です。ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。

サイズ 全長2110×全高600～1020×全幅1000mm

重量 3モーター／96.9kg
2モーター／94.9kg

材質 本体／スチール・ABS樹脂
ボード／PE樹脂

備考 角度計付きのため適切な角度を
確認しながら、背上げ動作が可能

3
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/22°

ハイバック
20°

膝上げ
22°

高さ
調節

商品番号
03-2010-2

電動ハイバックサポート機能付 (ハイバックの単独操作可能)

P110-71ACR

90cm幅

レギュラー

TAIS

00631-000341

月極

1割

2割

3割

2
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/22°

ハイバック
20°/70°

高さ
調節

商品番号
03-2011-2

連動ハイバックサポート機能付

P110-21ACR

90cm幅

レギュラー

TAIS

00631-000331

月極







1割

2割

3割

※特殊寝台は課税対象のキャストとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

プラッツ社介護ベッドの主要機能と対応機種		ラフィオ	ミオレットⅢ	ミオレットⅣ
ハイバックサポート機能 背上げを「ハイバック:頭・背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げを行います。2モーターベッドではハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。 		○		
省スペースに設置可能な垂直昇降機構 昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。 		○	○	
ヒップダウン機構 背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こしてずれを抑制します。 			○	
別部品不要のサイズ変更 身長やお部屋に合わせてサイズ変更が可能です。ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。 			○	
背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構 1ボタン操作で背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングを行うことにより、足方向へのズレや腹部の圧迫を抑制します。※機種により実装方法は異なります。 		○	2モーター	2モーター
背上げ時のズレを抑える膝位置フィッティング機能 利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。 		○	○	○
収納式サイドレールホルダー 簡単に収納ができるサイドレールホルダーです。車いすをよりベッドに近づけることが可能になり、安全に移乗できます。 		○	○	○
足先上げと足先下げの簡単切替え 足先の角度をワンタッチで切り替えられます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。 心機能に不全がある方は、脚が心臓の位置よりも高くなりすぎないようにご注意ください。 		○	○	○
背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構 背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。 			○	○

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-21

レンタル
床ずれ防止用具
P22-27

レンタル
体位変換器
P28-29

レンタル
歩行補助杖
P30-31

レンタル
歩行器
P32-39

レンタル
手すり
P40-51

レンタル
車いす・付属品
P52-73

レンタル
スロープ
P74-77

レンタル
移動用リフト
P78-84

レンタル
自動排泄処理装置
P85

レンタル
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 特殊寝台:171003

ミオレットⅡ

プラッツ

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性がさらに向上しました

非課税

在庫限り

JIS認証商品



床面高
25~59
cm

Miolet II

サイズ 90cm幅/全長2060×全高660~1000×全幅1000mm
83cm幅/全長2060×全高660~1000×全幅930mm

重量 3モーター/78.0kg (90cm幅)・76.5kg (83cm幅)
2モーター/77.0kg (90cm幅)・75.5kg (83cm幅)

材質 本体/スチール・ABS樹脂・PP樹脂
ボード/PE樹脂

3
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/18°

膝上げ
18°



高さ
調節

2
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/22°

高さ
調節



使いやすい
手元スイッチ

3 モーター	樹脂ボード P106-31AA	90cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000242	商品番号 03-2020-2	月極	1割	2割	3割
3 モーター	樹脂ボード P106-33AC	83cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000242	商品番号 03-2021-2	月極	1割	2割	3割
2 モーター	樹脂ボード P106-21AA	90cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000240	商品番号 03-2022-2	月極	1割	2割	3割
2 モーター	樹脂ボード P106-23AC	83cm幅	レギュラー	TAIS:00631-000240	商品番号 03-2023-2	月極	1割	2割	3割

ミオレットⅡ宮付 [フットライト取付可能ベッド]


プラッツ

ティッシュやメガネ、時計などの小物を
置くために便利な木製宮付ボードタイプ


非課税

在庫限り

JIS認証商品



小物を置くのに便利な宮付



Miolet II

サイズ 全長2200×全高540~1000
×全幅1000mm

重量 3モーター/90.5kg
2モーター/89.5kg

材質 本体/スチール・ABS樹脂・PP樹脂
ボード/MDFオレフィン化粧合板・天然木

3
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/18°

膝上げ
18°

高さ
調節

商品番号
03-2024-2

木製宮付ボード P106-31BFF	90cm幅	レギュラー	TAIS	00631-000302
月極	1割	2割	3割	

2
モーター

背上げ
70°

背膝連動
70°/22°

高さ
調節

商品番号
03-2025-2

木製宮付ボード P106-21BFF	90cm幅	レギュラー	TAIS	00631-000296
月極	1割	2割	3割	

人感センサー付フットライト プラッツ

PL01-5V

夜間、ベッド付近の人の動きを感知して
LEDライトを点灯します。コンセント不要で
ベッドの電力を使用します。
適合：ミオレットⅢ/Ⅱ・ラフィオ

介護保険適用外
自費レンタル商品

商品番号 00-2000-1

月極

※特殊寝台は課税対象のキャストとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※人感センサー付フットライトは介護保険対象外のため、非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合も課税扱いです。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

レギュラーサイドレール(1本) PA505-751

プラッツ



サイズ		材 質	
長さ750×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000319	商品番号	04-2000-2
月極	1割	2割	3割

ロングサイドレール(1本) PA505-961


プラッツ



サイズ		材 質	
長さ960×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000320	商品番号	04-2010-2
月極	1割	2割	3割

ショートサイドレール(1本) PA505-441

プラッツ



サイズ		材 質	
長さ590×高さ535mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂	
TAIS	00631-000318	商品番号	04-2020-2
月極	1割	2割	3割

レギュラーサイドレール(1本) BG-75J1

プラッツ

在庫限り




サイズ		材 質	
長さ750×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000315	商品番号	04-2030-2
月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

ロングタイプ対応スパーサー付レギュラーサイドレール(1本) PA505-75L1

プラッツ




サイズ		材 質	
長さ820×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000517	商品番号	04-2001-2
月極	1割	2割	3割

※ミオレットⅢのロングタイプに使用可能

ロングタイプ対応スパーサー付ロングサイドレール(1本) PA505-96L1

プラッツ




サイズ		材 質	
長さ1030×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000516	商品番号	04-2011-2
月極	1割	2割	3割

※ミオレットⅢのロングタイプに使用可能

ロングタイプ対応スパーサー付ショートサイドレール(1本) PA505-44L1

プラッツ




サイズ		材 質	
長さ660×高さ540mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂	
TAIS	00631-000518	商品番号	04-2021-2
月極	1割	2割	3割

※ミオレットⅢのロングタイプに使用可能

ロングサイドレール(1本) BG-96J1

プラッツ

在庫限り



サイズ		材 質	
長さ960×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂	
TAIS	00631-000316	商品番号	04-2040-2
月極	1割	2割	3割


税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ショートサイドレール(1本) PA500-FU441 プラッツ

在庫限り

JIS認証商品



Rafio
ミオレットシリーズ

サイズ		材質	
幅590×高さ515mm		スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂	
TAIS	00631-000317	商品番号	04-2050-2
月極	1割	2割	3割

低床用キャスター(4個組) PC02-8CK プラッツ

JIS認証商品



Rafio

サイズ		材質	
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)		ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂	
TAIS	00631-000462	商品番号	04-2070-1
月極	1割	2割	3割

ミオレットII専用キャスター(4個組) PC503-8CK1 プラッツ

JIS認証商品

在庫限り



Miolet II

※ストッパー付×2個、
ストッパー無×2個の4個組

サイズ		材質	
装着時床面高:285~625mm(装着時+35mm)		ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂	
TAIS	00631-000236	商品番号	04-2090-1
月極	1割	2割	3割

ミオレットIII専用ハイトスペーサー(4個組) PH05-45 プラッツ

JIS認証商品



Miolet III

サイズ		材質	
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)		ABS樹脂	
TAIS	00631-000562	商品番号	04-2110-2
月極	1割	2割	3割

ラフィオ専用超低床用キャスター(4個組) PC01-5CK プラッツ

JIS認証商品



※人感センサー付フットライト、
サイドテーブルは併用できません

Rafio

サイズ		材質	
装着時床面高:155~575mm(装着時+5mm)		ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂	
TAIS	00631-000461	商品番号	04-2060-1
月極	1割	2割	3割

ミオレットIII専用キャスター(4個組) PC03-8CK プラッツ

JIS認証商品



Miolet III

サイズ		材質	
装着時床面高:265~605mm(装着時+15mm)		ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂	
TAIS	00631-000561	商品番号	04-2080-1
月極	1割	2割	3割

ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組) PH04-80 プラッツ

JIS認証商品



※キャスターとの併用はできません

Rafio

サイズ		材質	
装着時床面高:230~650mm(装着時+80mm)		ABS樹脂	
TAIS	00631-000463	商品番号	04-2100-2
月極	1割	2割	3割

ミオレットII用ハイトスペーサー PC501-FU45 プラッツ

JIS認証商品

在庫限り



Miolet II

※キャスターとの併用はできません


サイズ		材質	
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)		PP樹脂	
TAIS	00631-000205	商品番号	04-2120-2
月極	1割	2割	3割

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ハイトスペーサー(キャスター付きを除く)は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


ニーパロL ニーパロひざパッド付 PG03-116MP / ニーパロL ニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スパーサー付 PG03-116MPL

プラッツ
ベッドでの起き上がりやベッドからの立ち上がり
移乗を補助するレバーロック式ベッド用グリップ



●簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックを押しながらロックレバーを起こす動作が必要です。




●ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単にに取り付けることができます。




ニーパロL ニーパロひざパッド付



サイズ	重量	材質
長さ1170×高さ544mm	8.0kg	スチール・ABS/POM/EVA樹脂

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ニーパロL ニーパロひざパッド付	PG03-116MP	00631-000536	04-2130-1				
ニーパロL ニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スパーサー付	PG03-116MPL	00631-000534	04-2131-1				

ニーパロL ニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スパーサー付




※ミオレットⅢのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ1240×高さ544mm	8.4kg	スチール・ABS/POM/EVA/PP/PVC樹脂

ハンドグリップ PG04-75

プラッツ



サイズ	重量	材質
長さ756×高さ522mm	5.1kg	スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000545	商品番号	04-2160-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割

ハンドグリップロングタイプ対応スパーサー付 PG04-75L

プラッツ



※ミオレットⅢのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ826×高さ522mm	5.5kg	スチール・ABS/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000547	商品番号	04-2161-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割

ガス圧式昇降テーブル PZT-840

プラッツ



●最大使用荷重／10kg

サイズ
幅840×奥行470×高さ600～840mm 天板:幅840×奥行400×厚み17mm

材質
フレーム部:スチール製+合成樹脂 (ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂) 木部:合成樹脂(メラミン)、化粧繊維板(MDF)


TAIS	00631-000178
商品番号	04-2170-1

月極	1割	2割	3割

オーバーテーブル PT01-A1

プラッツ

1枚で90cm幅/83cm幅のベッドに対応可能なオーバーテーブル
サイドレールのパイプの高さに合わせて設置高を調節可能



※最大使用荷重／15kg

サイズ	材質
幅945～1000×奥行405×厚さ80mm	甲板:PE樹脂/スライド部・フック:ABS樹脂
TAIS	00631-000590
商品番号	04-2200-1

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台:171003

らくしょう 楽匠 Z

パラマウントベッド

非課税

JIS認証商品

楽匠 Z

樹脂ボード


木製ボード

ベッドの傾斜を組み合わせた
新・背上げ機構でこれまでにない身体に
やさしい起き上がり姿勢をサポート



■人の身体に合わせて伸びながら曲がる キューマラインボトム

背ボトムの連結部分が、背上げと同時に身体に沿って伸びながら曲がるパラマウントベッド独自の構造です。人の身体の動きに合わせることで、背上げに伴う圧迫感や身体のスレの少ない起き上がりを実現しています。



■背と膝とベッドの傾斜を組み合わせた背上げ機構 ラククリアモーション

- ① 身体がズレないように膝を上げながら上体を起こし始めます。
- ② 少し上体を起こしてからベッドが傾き始めます。
- ③ ベッドが10°傾くと傾斜が止まり、さらに上体を起こします。
- ④ 上体を起こしながら膝を下げることで、圧迫感を軽減し、骨盤の立った安定した姿勢で起き上がります。

■背と膝を組み合わせたららくらくモーション

背と膝の上げ下げを組み合わせることで、背上げをするときの身体のスレや圧迫感を抑える背上げ機構です。



上体を起こしながら、膝を下げて圧迫感を軽減します。

安定した姿勢で起き上がります。

■ご利用者さまにも介護する方にもやさしい 低床21cm+ロングストローク


最低床高21cm、小柄な方でもかかとがしっかりと床につくように設計されています。また高さは64.5cmまで上げられるため、介護する方も適切な姿勢で介護できます。なお、垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

床面高
21-64.5
cm




※()内はオプション受け取納時 ※単位はmm

●樹脂ボード 全幅999(929)



●木製ボード 全幅999(929)



3 モーション	背上げ 75°	膝上げ 30°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	樹脂ボード KQ-7331	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000785	商品番号 03-6000-2	月極	1割	2割	3割
3 モーション	背上げ 75°	膝上げ 30°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	樹脂ボード KQ-7321	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000785	商品番号 03-6001-2	月極	1割	2割	3割
2 モーション	背上げ 75°	背膝連動 75°/14°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	樹脂ボード KQ-7231	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000777	商品番号 03-6002-2	月極	1割	2割	3割
2 モーション	背上げ 75°	背膝連動 75°/14°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	樹脂ボード KQ-7221	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000777	商品番号 03-6003-2	月極	1割	2割	3割
3 モーション	背上げ 75°	膝上げ 30°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	木製ボード KQ-7332	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000786	商品番号 03-6004-2	月極	1割	2割	3割
3 モーション	背上げ 75°	膝上げ 30°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	木製ボード KQ-7322	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000786	商品番号 03-6005-2	月極	1割	2割	3割
2 モーション	背上げ 75°	背膝連動 75°/14°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	木製ボード KQ-7232	91cm幅	レギュラー	TAIS:00170-000778	商品番号 03-6006-2	月極	1割	2割	3割
2 モーション	背上げ 75°	背膝連動 75°/14°	高さ 調節	ラクリア モーション	らくらく モーション	木製ボード KQ-7222	91cm幅	ミニ	TAIS:00170-000778	商品番号 03-6007-2	月極	1割	2割	3割

※特殊寝台は課税対象のキャストとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


らくしゅう フィーズ
楽匠 FeeZ

パラマウントベッド

安心感を高める“超”低床電動ベッド


非課税

JIS認証商品

楽匠 FeeZ
らくしゅう フィーズシリーズ超低床15cmから55cm
までの垂直昇降床面高
15-55
cm

■液晶表示付き手元スイッチで安心操作

ベッドの状態が絵記号と数値で示されるので、目で確かめながらベッドを操作できます。



■ふとんからベッドに移行しやすい最低床高15cmの超低床

最も低い状態で、床からボトム上面までが15cmの超低床設計。ふとんからベッドに移行する際の違和感が少なく、万一転落したときの衝撃も緩和できます。また、高さは最高で55cmまであげることができ、ベッドからの立ちあがりや介護にも配慮しています。またベッドがスイングせずに垂直昇降するため、余分な設置スペースが不要です。

■キューマラインボトム

ベッドの連結部分を背上げと同時に身体に沿って曲げながら伸ばす仕組みによって、身体がズレにくく、胸や腹部の圧迫感の少ない起き上がりを可能にします。


2 モーター	木製ボード KQ-7733	91cm幅	サイズ可変	TAIS:00170-000892	商品番号 03-6010-2	月極	1割	2割	3割
-----------	------------------	-------	-------	-------------------	-------------------	----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-161Q-1

パラマウントベッド

抜き差しがしやすく、使いやすい
サイドレールです

JIS認証商品

楽匠 Z
楽匠 FeeZ
サイズ

長さ964×高さ503mm

福祉用具届出コード 00170-Z00019 商品番号 04-6000-2


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-171Q-1

パラマウントベッド

オーバーレイや厚みのある体圧分散マットレスを
使用する場合などにお使いください

JIS認証商品

楽匠 Z
楽匠 FeeZ
サイズ

長さ964×高さ563mm

福祉用具届出コード 00170-Z00197 商品番号 04-6010-2


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-151Q

パラマウントベッド

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した、
コンパクトサイズ

JIS認証商品

楽匠 Z
楽匠 FeeZ
サイズ

長さ590×高さ503mm

TAIS 00170-000537 商品番号 04-6020-2


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール(1本) KS-191Q

パラマウントベッド

スイングアーム介助バーとの
組み合わせに適した、
コンパクトサイズ

JIS認証商品

楽匠 Z
楽匠 FeeZ
サイズ

長さ827×高さ503mm

TAIS 00170-000752 商品番号 04-6030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-21

レンタル
床ずれ防止用具
P22-27

レンタル
体位変換器
P28-29

レンタル
歩行補助杖
P30-31

レンタル
歩行器
P32-39

レンタル
手すり
P40-51

レンタル
車いす・付属品
P52-73

レンタル
スロープ
P74-77

レンタル
移動用リフト
P78-84

レンタル
自動排泄処理装置
P85

レンタル
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 特殊寝台付属品:171004


スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド

アームの開閉操作がしやすいセーフティロック付きの介助バー

固定ハンドルで取り付け・取り外しが簡単

ベッドのオプション取付穴に差し込んで、固定ハンドルを固定位置に突き当たるまで回すだけでしっかりと取り付けられます。取り外すときには解除位置にカチッと合はるまで回すだけで取り外すことができます。



角度調整:最大120°(30°刻み)

つかまりやすいアーム設計

スイングアームの角度は5段階に0°~120°の30°刻みに調節できます。アーム部には滑りにくい材質を使用しています。また、アームの端部を認識しやすいように突起を設けています。

誤操作の予防に配慮したロックレバー

角度調節を行うロックレバーには、誤操作を予防するためにセーフティロック機構を採用しています。ロックレバー周りのすき間を狭くすることで、挟み込みのリスクを低減しています。

JIS認証商品

TAIS 00170-001205

商品番号 04-6220-1

月極	1割	2割	3割

スイングアーム介助バー KS-098A

パラマウントベッド

開閉式スイングアーム(自動固定機能付き)が備わったベッド用すり

JIS認証商品



サイズ
長さ1121×高さ526mm

角度調整:最大120°(30°刻み)

TAIS	00170-000898	商品番号	04-6040-1
月極	1割	2割	3割

サイドグリップ KS-030A

パラマウントベッド

開閉部の無いコンパクトなベッド用すり

JIS認証商品



サイズ
長さ822×高さ523mm

TAIS	00170-000897	商品番号	04-6060-1
月極	1割	2割	3割

延長フレーム KQ-P72L

パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm長くするための延長フレームです

JIS認証商品




91cm幅用

TAIS	00170-000793	商品番号	04-6080-2
月極	1割	2割	3割

延長マットレス KE-551L

パラマウントベッド

JIS認証商品



[91cm幅用] 厚み:80mm

TAIS	00170-000563	商品番号	04-6070-2
月極	1割	2割	3割

キャスター KQ-P70C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



高さ:±30mm


TAIS	00170-000794	商品番号	04-6090-1
月極	1割	2割	3割

キャスター KQ-P90C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品



高さ:変わりません

TAIS	00170-000560	商品番号	04-6100-1
月極	1割	2割	3割

※延長マットレス/フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

キャスター付きハイトスペーサー KQ-P90CH

パラマウントベッド

ベッドの移動を
補助します

JIS認証商品

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個 数

4個セット

TAIS	00170-000608	商品番号	04-6110-1
月極	1割	2割	3割

ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で
高さの調節ができます

サイズ

幅907×奥行445×
高さ610～925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm

材 質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

TAIS	00170-000716	商品番号	04-6130-1
月極	1割	2割	3割

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA

パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にて
ガススプリング機構による
無段階の高さ調整が簡単に行えます

サイズ

幅1334×奥行432×
高さ630～950mm
天板寸法:幅1284×奥行400mm

材 質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ体成形

TAIS	00170-000321	商品番号	04-6150-1
月極	1割	2割	3割

アジャストテーブル KQ-090

パラマウントベッド

これ1枚で、83cm幅、
91cm幅のベッドに対応

サイズ

●適合サイズ:830mm幅～910mm幅

TAIS	00170-000188	商品番号	04-6170-1
月極	1割	2割	3割

ハイトスペーサー KQ-P90H

パラマウントベッド

JIS認証商品

楽匠 *feeZ*

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個 数

4個セット

TAIS	00170-000561	商品番号	04-6120-2
月極	1割	2割	3割

ノブボルト調節式ベッドサイドテーブル KF-282

パラマウントベッド

高さを調整するときに、誤操作による
天板の急な落下を防ぐ設計です

サイズ

幅808×奥行450×
高さ630～955mm
天板寸法:幅800×奥行400mm

材 質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

TAIS	00170-000399	商品番号	04-6140-1
月極	1割	2割	3割

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-813

パラマウントベッド

支柱のつまみをゆるめて
高さ調整ができる
オーバーベッドテーブルです

サイズ

幅1210×奥行400×
高さ630～955mm
天板寸法:幅1210×奥行400mm

材 質

天板:メラミン樹脂化粧板張り

TAIS	00170-000387	商品番号	04-6160-1
月極	1割	2割	3割

リハビリテーブル KF-840

パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います

サイズ

幅790×奥行580×
高さ540～790mm
天板寸法:幅790×奥行500mm

材 質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板

TAIS	00170-000489	商品番号	04-6180-1
月極	1割	2割	3割

※ハイトスペーサー（キャスター付きを除く）は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（**非課税** 商品を除く）

特殊寝台・付属品
レンタル

P2-21

床ずれ防止用具
レンタル

P22-27

体位変換器
レンタル

P28-29

歩行補助杖
レンタル

P30-31

歩行器
レンタル

P32-39

手すり
レンタル

P40-51

車いす・付属品
レンタル

P52-73

スロープ
レンタル

P74-77

移動用リフト
レンタル

P78-84

自動排泄処理装置
レンタル

P85

徘徊感知機器
レンタル

P86-89

17

サービスコード 特殊寝台付属品:171004


ダブルウェーブマットレス 洗浄タイプ

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかり支えるマットレスです



キャッチ性、
クッション性に優れた
ダブルウェーブ構造



厚さ
8cm

MB-2500L レギュラー [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000184
商品番号	04-4180-2

サイズ／幅900×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500L ショート [90cm幅 ショート]

TAIS	00167-000184
商品番号	04-4181-2

サイズ／幅900×長さ1810×厚さ80mm

MB-2500M レギュラー [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000185
商品番号	04-4182-2

サイズ／幅830×長さ1910×厚さ80mm

MB-2500M ショート [83cm幅 ショート]

TAIS	00167-000185
商品番号	04-4183-2

サイズ／幅830×長さ1810×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています



厚さ
8cm

KE-551Q [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000159
商品番号	04-6190-2

サイズ／幅910×長さ1910×厚さ80mm

KE-5511Q [91cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000286
商品番号	04-6191-2

サイズ／幅910×長さ1800×厚さ80mm

KE-553Q [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000142
商品番号	04-6192-2

サイズ／幅830×長さ1910×厚さ80mm

KE-5531Q [83cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000285
商品番号	04-6193-2

サイズ／幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

FKマットレス

フコク

高機能・高融点ポリエステルクッション材を使用

素 材

表地:ニット地ポリエステル100%、
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%



厚さ
8cm

FKマットレス90 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00853-000004
商品番号	04-9000-2

サイズ／幅900×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス90 [90cm幅 ショート]

TAIS	00853-000012
商品番号	04-9001-2

サイズ／幅900×長さ1800×厚さ80mm

FKマットレス83 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00853-000003
商品番号	04-9002-2

サイズ／幅830×長さ1910×厚さ80mm

FKマットレス83 [83cm幅 ショート]

TAIS	00853-000011
商品番号	04-9003-2

サイズ／幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

2way sleepマットレス

ニシケン仕様

床ずれ予防に効果


4ゾーン・プロファイル

(凹凸加工)

厚さ
10cm

素 材

無膜ウレタン(ポリエーテル)



RJ-02-91R [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00455-000049
商品番号	04-9010-2

サイズ／幅910×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-91S [91cm幅 ショート]

TAIS	00455-000051
商品番号	04-9011-2

サイズ／幅910×長さ1800×厚さ100mm

RJ-02-83R [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00455-000050
商品番号	04-9012-2

サイズ／幅830×長さ1910×厚さ100mm

RJ-02-83S [83cm幅 ショート]

TAIS	00455-000052
商品番号	04-9013-2

サイズ／幅830×長さ1800×厚さ100mm

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エバーフィットC3マットレス

パラマウントベッド

エバーフィットマットレスが進化

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス


Everfit C³

端座位姿勢をさらに安定しやすくしたサイドエッジ

サイドエッジの幅を、旧エバーフィットマットレスよりも広げるとともに、より硬い素材を使用することで、端座位をとるときに安定しやすくなりました。

- 体圧分散性が向上し、床ずれリスクが軽減
- 「ムーブサポートフォーム」の採用で動きやすさが向上
- 「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポート

通気タイプ



マットレス洗浄に対応する
通気・通水カバー

素 材

側地: ポリエステル
クッション材: ポリエステル、ポリウレタン

清拭タイプ



次亜塩素酸ナトリウムによる
清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバー

素 材

側地: ポリエステル、ポリウレタン
クッション材: ポリエステル、ポリウレタン

タイプ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	91cm幅	KE-611TQ	910×1910×100mm	00170-001042	04-6200-2			
	83cm幅	KE-613TQ	830×1910×100mm	00170-001044	04-6201-2			
清拭	91cm幅	KE-611SQ	910×1910×100mm	00170-001037	04-6202-2			
	83cm幅	KE-613SQ	830×1910×100mm	00170-001039	04-6203-2			



アルファプラ すくっとRe

通気タイプ

タイカ

マットレス内部の空洞が変形することで、
動きや座位の姿勢を
サポートします

αPLA すくっとRe



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保



厚さ
8cm

TS-SKT-ReA1R
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000108
商品番号 **04-9020-2**

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA1S
[91cm幅 ショート]

TAIS 00563-000109
商品番号 **04-9021-2**

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3R
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000106
商品番号 **04-9022-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ80mm

TS-SKT-ReA3S
[83cm幅 ショート]

TAIS 00563-000107
商品番号 **04-9023-2**

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ80mm

月極	1割	2割	3割

アルファプラ すくっと

撥水・通気タイプ

タイカ

寝心地の良さと動きやすさを追求
両端が硬いからあらゆる
動きをサポート

厚さ
9cm



TS-SKT-A1R
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000021
商品番号 **04-9030-2**

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ90mm

TS-SKT-A1S
[91cm幅 ショート]

TAIS 00563-000022
商品番号 **04-9031-2**

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ90mm

TS-SKT-A3R
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000019
商品番号 **04-9032-2**

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ90mm

月極	1割	2割	3割

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ユービーポイントマットレス

プラッツ


硬さが選べるリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

UBpoint
PLATZ

厚さ
8cm



通気タイプ



防水タイプ

素 材

表面:ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

素 材

表面:ポリウレタンラミネート・ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

タイプ			品番	幅×長さ×厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
通気	90cm幅	レギュラー	PM09-A9008	900×1910×80mm	00631-000464	04-2190-2				
		ショート	PM09-A9008S	900×1820×80mm	00631-000467	04-2191-2				
	83cm幅	レギュラー	PM09-A8308	830×1910×80mm	00631-000468	04-2192-2				
		ショート	PM09-A8308S	830×1820×80mm	00631-000469	04-2193-2				
防水	90cm幅	レギュラー	PD503-A9008	900×1910×80mm	00631-000247	04-2194-2				
		ショート	PD503-A9008S	900×1820×80mm	00631-000253	04-2195-2				
	83cm幅	レギュラー	PD503-A8308	830×1910×80mm	00631-000254	04-2196-2				
		ショート	PD503-A8308S	830×1820×80mm	00631-000255	04-2197-2				


テルサ

防水・清拭消毒タイプ

モルテン

“質感が選べる”


体圧分散式 標準マットレス



厚さ
12cm

●選べる質感
リバーシブルによる選択

やわらかい質感(スリット形状)としっかりした質感(フラット形状)の2つをお選びいただけます。



スリット形状 フラット形状

MTLS1291
[91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000204

商品番号 04-9040-2

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ120mm

MTLS1283
[83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000203

商品番号 04-9041-2

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ120mm

●選べる質感
部分交換による選択

頭部、臀部、足部で異なる質感を選ぶことが出来ます。

月極	1割	2割	3割

素 材

マット:ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(防水・清拭消毒タイプ、制菌加工)

ソフィア

通気・洗浄タイプ

モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立



厚さ
10cm

MHAV1091A [91cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000313

商品番号 04-9051-2

サイズ/幅910×長さ1910×厚さ100mm

MHAV10100A [100cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000315

商品番号 04-9050-2

サイズ/幅1000×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1091SA [91cm幅 ショート]

TAIS 00054-000314

商品番号 04-9052-2

サイズ/幅910×長さ1800×厚さ100mm

MHAV1083A [83cm幅 レギュラー]

TAIS 00054-000311

商品番号 04-9053-2

サイズ/幅830×長さ1910×厚さ100mm

MHAV1083SA [83cm幅 ショート]

TAIS 00054-000312

商品番号 04-9054-2

サイズ/幅830×長さ1800×厚さ100mm

素 材

クッション材:ウレタンフォーム
カバー:表面:ポリエステル

オモテ面(やわらかめ/スリット形状)

ウラ面(かため)

月極	1割	2割	3割

※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


リフティ・ピーヴォ

エナジーフロント

シンプルなのに大型リフトに匹敵する
コンパクトなクッションリフト

●テコの原理で介助者さまの腰への負担を大幅に軽減

クッションとして常時使用し、起立介助や移乗介助の時に、側面の持ち手を引くことで、腰に負担をかけずに被介助者さまを起立・移乗可能です。その本質は介助者さまと被介助者さまが2人で一つのシーソーを作ることにあります。膝を支点としたテコの原理によって、介助者さまの体重で被介助者さまが自然に持ち上げられます。



使い方は右のQRコードをご参照下さい。

LIFTY (リフティ)

クッション
綿100%

引張り試験
200kg以上の
撥水処理された
倉敷帆布

高さ
30cm

奥行
30cm

座幅40cm

クッションは体圧分散と抗菌性に
優れた天然ラテックスフォーム

ズリ落ちを防ぐ
滑り止め
ビニールレザー

pi:vo (ピーヴォ)

膝ベルト
綿100% ポリエステル100%

マイクロファイバーでできた肌に
優しい特殊な面ファスナーを使用

持ち手は太めにして「パネ指」の
リスクを軽減

サイズ		重量	
リフティ(クッション):座幅400×奥行300×高さ300mm、座面厚20mm		リフティ(クッション):約800g	
ピーヴォ(膝ベルト):幅140×横1140mm		ピーヴォ(膝ベルト):約250g	


TAIS	01652-000006	商品番号	04-9060-1
月極	1割	2割	3割

イージーモーション MEMV

モルテン

安全でスムーズな移乗を
支援するスライディングボード

独自のブーメラン形状によりベッド側・車いす側ともに接地面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。表面は滑りやすくスムーズで楽な移乗ができ、裏面の滑り止めシートによりボードの外れを防ぎます。



●イージーモーションを使った移乗方法(ベッドから車いすへ)



●イージーモーションを使った移乗方法(車いすからベッドへ)



サイズ		重量	
長さ780×幅380×厚さ5mm		1.2kg	
●最大利用者体重／130kg			

TAIS	00054-000032	商品番号	04-9070-1
月極	1割	2割	3割

フレックスボード

ラックヘルスケア

アコーディオンのように折りたたみが容易に可能で、フレキシブルな形状が移乗時の姿勢にピッタリフィット。角度のある車いすへの移乗にも使用できます。また、付属のスライディングシートは特殊加工で滑りやすく、持ち上げることなく移動・移乗ができます

■折りたたみ時



サイズ		素材	
幅500×長さ1100mm		ポリエステル・ポリエチレン・ポリエチレンフォーム	
		●最大利用者体重／160kg	

TAIS	00245-000151	商品番号	04-9080-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

床ずれ防止用具ガイド


床ずれとは、寝たきりなどにより皮膚表面にかかる圧で血流を阻害され、細胞に十分な酸素や栄養が行き届かず、皮膚が赤みを帯びたり、ただれたりするなど皮膚組織が壊死してしまった状態です。床ずれ防止用具は主に体圧分散で床ずれを防止する福祉用具です。



床ずれが発生するメカニズム


① ご利用者さまの皮膚表面に圧(圧迫力・ずれ力)がかかる

マットレスの上で長時間寝たり、ベッドの背上げ、座位姿勢などによりご利用者さまの皮膚表面には圧がかかります。圧とは圧迫力とずれ力を意味します。



② 圧で血管が変形し血液が流れにくくなる

圧迫力やずれ力が人体組織内部に伝わると圧縮・引張・せん断の各応力が生じ、血管が変形して血液が流れにくくなります。



圧により人体組織内部に生じる応力

圧縮応力 ……血管を圧縮するように作用する応力
引張応力 ……血管を引き伸ばすように作用する応力
せん断応力 ……血管をはさみ切るように作用する応力

応力とは物体に力が作用するとき物体内部に生じる抵抗力を指します。

③ 身体への圧の影響による床ずれ(褥瘡)の発生とQOLの低下

圧の影響で血管が変形し血液が流れにくくなると、痛みやしびれ、苦しさなどの不快で危険な状態に陥ります。このまま一定時間放置すると十分な酸素や栄養が行き届かない状態が続く組織が壊死する褥瘡が発生し、QOL (quality of life=生活の質) の低下をきたします。ベッド上で長時間生活するような、全介助または一部介助が必要な人は身体にかかる圧に対して、寝返りや座り直しなど自分の力で対処することが難しいため、体位変換器や床ずれ防止用具などを活用した安全対策が必要です。

OHスケールによる床ずれ発生リスク判定

4つの危険因子を3段階もしくは2段階で判定し、その合計点数で床ずれ発生リスクの判定を行います。

評価項目	判定			点数	合計点数	床ずれ発生リスク
自力体位変換能力	できる: 0 点	どちらでもない: 1.5 点	できない: 3 点	点		
病的骨突出	なし: 0 点	軽度・中等度: 1.5 点	高度: 3 点	点		
浮腫(むくみ)	なし: 0 点		あり: 3 点	点		
関節拘縮	なし: 0 点		あり: 1 点	点		

0 点	な し
1～3 点	軽 度
4～6 点	中 等 度
7～10 点	高 度

床ずれ発生リスクに基づく用具選定の目安(参考)

OHスケールの床ずれ発生リスクをベースとした床ずれ防止マットレスの選定の目安です。実際には商品によってそれぞれ特性があり、対応するリスクも異なりますのであくまで参考としてお考えください。


床ずれ発生リスク	特殊寝台付属品マットレス		床ずれ防止用具マットレス	
	薄手 (10cm程度)	厚手 (12cm程度)	静止型マットレス	圧切替型 エアマットレス
なし	●	●	●	●
軽度		●	●	●
中等度			●	●
高度				●


床ずれ防止用具マットレスの種類とラインナップ

圧切替型エアマットレス …… エアセルへの空気の出し入れによる凹凸の動きを電動で繰り返し、体への部分的な圧力を分散させるマットレスです。一般的に静止型よりも体圧分散性に優れています。

静止型マットレス …………… 広い面積で体を受け止めて体圧を分散させるマットレスです。寝心地にも優れています。また圧切替型と違い、電力を必要としません。

ハイブリッドマットレス ……… ハイブリッドマットレスと圧切替型エアマットレスのそれぞれの特徴を併せ持つマットレスです。



ページ	商品名	マットレスの種類	OHスケール 床ずれ発生リスク			
			なし	軽 度	中 等 度	高 度
24	モルデン アマンダ	 ハイブリッド マットレス		●		●
24	モルデン オスカー	 ハイブリッド マットレス		●		●
24	モルデン ステージア	 ハイブリッド マットレス		●		●
25	パラマウントベッド こころあ利楽	 圧切替型 エアマットレス		●	●	
25	ケーブ エアマスター ビッグセル インフィニティ	 圧切替型 エアマットレス		●		●
25	タイカ アルファプラ ビオ	 ハイブリッド マットレス	●			●
26	ケーブ エアマスター ネクサスR プラス	 圧切替型 エアマットレス		●		●
26	タイカ アルファプラ L	 静止型マットレス	●		●	
26	タイカ アルファプラ F	 静止型マットレス	●		●	
27	パラマウントベッド エバーブラウドマットレス	 静止型マットレス	●		●	
27	シーホネンス C-MAX	 静止型マットレス	●		●	
27	ケーブ キュオラ	 静止型マットレス	●		●	
27	ケーブ ディンプルマットレス	 静止型マットレス	●		●	

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

アマンダ

モルテン

3D除圧とお知らせ機能でベッドまわりの
安心・安全を追求した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド



- 3D除圧
独自構造のエアセルは、寝心地を損なわず、全方向（たて、よこ、傾き方向）からの除圧により優れた床ずれ対策を実現
- お知らせ機能
マットレスにセンサーを内蔵し、夜間のご利用者さまの起き上がりやベッドからのずり落ちを感知すると専用のワイヤレス受信機でお知らせ



有効距離最大50m

MAMA91 [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000436
商品番号	05-2020-2

サイズ／幅910×長さ1930×厚さ140mm
重 量／11kg

MAMA91S [91cm幅 ショート]

TAIS	00054-000438
商品番号	05-2021-2

サイズ／幅910×長さ1820×厚さ140mm
重 量／10.5kg

MAMA83 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000435
商品番号	05-2022-2

サイズ／幅830×長さ1930×厚さ140mm
重 量／10kg

MAMA83S [83cm幅 ショート]

TAIS	00054-000437
商品番号	05-2023-2

サイズ／幅830×長さ1820×厚さ140mm
重 量／9.5kg

オスカー

モルテン



さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド



下肢用・上体用の4つのポジショニングセルで人の手に近いやさしい体位変換を行います。除圧効果を高め、ご利用者さまの安眠を確保し、介護者さまの負担も軽減できます。



材 質 マット:ウレタンフィルム
カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)
フィッティング層・底着き防止層:高耐久ウレタンフォーム

MOSC91 [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000137	商品番号	05-2000-2
------	--------------	------	-----------

サイズ／幅910×長さ1930×厚さ170mm 重量／13.5kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サイズ／幅830×長さ1930×厚さ170mm 重量／12kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド




MSTA91 [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000115	商品番号	05-2010-2
------	--------------	------	-----------

サイズ／幅910×長さ1930×厚さ130mm 重量／11kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



材 質 マット:マイクロエアセル=ウレタンフィルム
カバー:ウレタン合皮(防水仕様・制菌加工)
フィッティング層・底着き防止層:高耐久ウレタンフォーム

MSTA83 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00054-000115	商品番号	05-2011-2
------	--------------	------	-----------

サイズ／幅830×長さ1930×厚さ130mm 重量／10kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。


税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ここちあ利楽 清拭タイプ

パラマウントベッド

電源コードを差し込むだけで床ずれ防止機能がスタートする
 操作不要の全自動マットレスで
 体圧分散性と寝心地の良さを両立

軽度～中等度
リスク保有者
圧
切替型



- かたさ自動運転機能 i-fitting が電源を入れるだけで体重を検知して自動でかたさを設定し、体型や姿勢の変化に応じてリアルタイムに調節
- タッチ式ボタンを採用した操作パネルでかたさの手動設定も可能
- 大容量ターボポンプをマットレス内に収納。エア注入は約10分で実現
- 万一の災害に備えた停電対応機能
- 次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバー

商品名	幅	サイズ	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
こちあ利楽 清拭タイプ	91cm幅	レギュラー	KE-971S	00170-001065	05-6000-2				
	91cm幅	ミニ	KE-972S	00170-001066	05-6001-2				
	83cm幅	レギュラー	KE-973S	00170-001067	05-6002-2				
ベッドリンクケーブルE	—	—	KE-97CQ	00170-001073	00-2010-1				

材 質

側地:ポリエステル・ポリウレタン
 エアセル:ポリウレタン チューブ:塩化ビニール
 ポンプケース:ABS樹脂

サイズ

重 量

KE-971S／幅910×長さ1910×厚さ130mm 10kg
 KE-972S／幅910×長さ1800×厚さ130mm 9.8kg
 KE-973S／幅830×長さ1910×厚さ130mm 9.6kg

ベッドリンクケーブルE KE-97CQ パラマウントベッド



こちあ利楽に適合。当ケーブルを利用するとマットレスの電源コードが不要になり、自動調圧機能にE-ストレッチ、背抜き機能が追加されます。長さは2.5m、重量0.1kg



使用可

不適合

適合ベッドはパラマウントベッド社の楽匠Zと楽匠フィーズで手元スイッチが表示パネルの機種です。初期型の液晶画面のものは適合しませんのでご注意ください。

エアマスター ビッグセル インフィニティ ケーブ

ビッグセルの高い体圧分散性能に、
 頭側挙上時の自動対応。
 ムレ対策の強化などをはかった、
 高リスクの療養者さまに安楽と安心をお届け

軽度～高度
リスク保有者
圧
切替型



材 質 エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌) ベースマット:プレスエア (制菌)
 ヘッドアップセンサ:ABS樹脂
 ベースシート:側面ナイロンオックス、下面ポリエステルメッシュ (滑り止め布付き) (抗菌)

CR-555 [90cm幅 レギュラー]

TAIS 00206-000074 商品番号 05-3000-2
 サイズ／幅900×長さ1910×厚さ170mm 重量／マット:8.6kg、ポンプ:3.6kg

月極	1割	2割	3割

CR-550 [84cm幅 レギュラー]

TAIS 00206-000074 商品番号 05-3001-2
 サイズ／幅840×長さ1910×厚さ170mm 重量／マット:8.3kg、ポンプ:3.6kg

月極	1割	2割	3割

アルファプラ ビオ (背上げセンサー付き) タイカ

ご利用者さまに合わせた
 最適な空気量を常に保つことで
 揺れによる船酔いや刺激がありません

リスクなし～高度
リスク保有者
ハイ
ブリッド



材 質 マットレス:ポリウレタンフォーム
 エアセル:ポリウレタンフィルム
 カバー上面:[表地]ポリウレタン [裏地]ポリエステル
 カバー下面:ポリエステル65%+綿35%

MB-BF1R-HG [91cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000085 商品番号 05-1000-2
 サイズ／幅910×長さ1910×厚さ130mm 重量／8.6kg

月極	1割	2割	3割

MB-BF3R-HG [83cm幅 レギュラー]

TAIS 00563-000083 商品番号 05-1001-2
 サイズ／幅830×長さ1910×厚さ130mm 重量／8.3kg

月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
 ※ベッドリンクケーブルEは、非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合も課税対象です。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

エアマスター ネクサスR プラス ケープ

ワンタッチで利用できる
“かんたんモード”を搭載

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型



温度調整コントローラー



かんたんモード ムレ対策機能 モード クイックハード

材 質 エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)
ベースマット:プレスエアー (制菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ (滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサ:ABS樹脂

CR-673 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000089	商品番号	05-3010-2
サイズ／幅900×長さ1910×厚さ120mm 重量／マット:10.1kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

CR-677 [90cm幅 ショート]

TAIS	00206-000091	商品番号	05-3011-2
サイズ／幅900×長さ1800×厚さ120mm 重量／マット:9.5kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

CR-671 [84cm幅 レギュラー]


TAIS	00206-000088	商品番号	05-3012-2
サイズ／幅840×長さ1910×厚さ120mm 重量／マット:9.6kg、ポンプ:3.5kg			
月極	1割	2割	3割

アルファプラ L 撥水・防水タイプ タイカ

ベッド上で動ける方の床ずれ予防を対象にして、弾力のある素材で、体圧分散と動きやすさのバランスに注力して作ったマットレスです

リスクなし～中等度
リスク保有者

静止型



材 質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル



MB-LW1R [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000103	商品番号	05-1020-2
サイズ／幅910×長さ1950×厚さ100mm 重量／7.6kg			
月極	1割	2割	3割

MB-LW1S [91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000104	商品番号	05-1021-2
サイズ／幅910×長さ1810×厚さ100mm 重量／7.1kg			
月極	1割	2割	3割

MB-LW3R [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000101	商品番号	05-1022-2
サイズ／幅830×長さ1950×厚さ100mm 重量／6.9kg			
月極	1割	2割	3割

アルファプラ F 撥水・防水タイプ タイカ

独自のスリットを施した高弾性ウレタンフォームとαGELの組合わせにより、低体重の体圧分散に優れ、かつ体重の重い方でも底着きしにくいマットレスです

リスクなし～中等度
リスク保有者

静止型



材 質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル



MB-FW1R [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000059	商品番号	05-1030-2
サイズ／幅910×長さ1950×厚さ130mm 重量／9.5kg			
月極	1割	2割	3割

MB-FW1S [91cm幅 ショート]

TAIS	00563-000058	商品番号	05-1031-2
サイズ／幅910×長さ1810×厚さ130mm 重量／8.8kg			
月極	1割	2割	3割

MB-FW3R [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00563-000056	商品番号	05-1032-2
サイズ／幅830×長さ1950×厚さ130mm 重量／8.7kg			
月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

エバークラウドマットレス 【通気タイプ】

パラマウントベッド

静止型で最高クラスの体圧分散性と
ずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス

リスクなし〜中等度
リスク保有者

静止型



5層のウレタンフォームが
優れた体圧分散性を実現

KE-621TQ [91cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000962
商品番号	05-6020-2
サイズ／幅	910×長さ1910×厚さ130mm
重量	10kg

KE-622TQ [91cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000963
商品番号	05-6021-2
サイズ／幅	910×長さ1800×厚さ130mm
重量	9.5kg

KE-623TQ [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00170-000964
商品番号	05-6022-2
サイズ／幅	830×長さ1910×厚さ130mm
重量	9kg

KE-624TQ [83cm幅 ミニ]

TAIS	00170-000965
商品番号	05-6023-2
サイズ／幅	830×長さ1800×厚さ130mm
重量	8.5kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----


C-MAX 【防水】

シーホネンス

体が沈みこまず、動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

リスクなし〜中等度
リスク保有者

静止型



材質

クッション/ウレタンフォーム
カバー/ポリエステル100%
(ウレタンラミネート加工)

SA-2033L [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00167-000194	商品番号	05-4000-2
サイズ／幅	900×長さ1910×厚さ120mm	重量	7.6kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



キュオラ 【通気タイプ】

ケーブ

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散、療養者さまの
QOLを高めるウレタンフォームマットレス

リスクなし〜中等度
リスク保有者

静止型



材質 1層目:超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)
2層目:プレスエアー®(制菌)
3層目:超通気高弾性ウレタンフォームインナーカバー:ポリエステルメッシュ

CR-591 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000077	商品番号	05-3020-2
サイズ／幅	900×長さ1910×厚さ100mm	重量	7.0kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

CR-590 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000077	商品番号	05-3021-2
サイズ／幅	830×長さ1910×厚さ100mm	重量	6.5kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ディンプルマットレス 【防水】

ケーブ

身体への押し戻しが少ないディンプル形状。
寝心地がよく、体位変換しやすい反力軽減マットレス

リスクなし〜中等度
リスク保有者


静止型

- 局所を部分的に圧力解放するディンプル+スリット形状
- 理想的な寝姿勢を保持する体重バランス構造
- 離床・端座位が安定するアクティブフレーム構造
- Ag+銀制菌、防炎加工を施した安心のカバー素材



ウレタン特有の
反力を軽減
圧縮時に変形

局所(かかと)を部分的に圧力解放
部位に応じてディンプルの深さが異なり、
良い寝姿勢を実現



材質 中身:ラバータッチウレタンフォーム・高硬度ウレタンフォーム
カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・防炎・銀制菌加工)

CR-541 [90cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000070	商品番号	05-3030-2
サイズ／幅	900×長さ1910×厚さ120mm	重量	6.6kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

CR-540 [83cm幅 レギュラー]

TAIS	00206-000070	商品番号	05-3031-2
サイズ／幅	830×長さ1910×厚さ120mm	重量	6.0kg


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(【非課税】 商品を除く)

特殊寝台・付属品
レンタル
P2-21
床ずれ防止用具
レンタル
P22-27
体位変換器
レンタル
P28-29
歩行補助杖
レンタル
P30-31
歩行器
レンタル
P32-39
手すり
レンタル
P40-51
車いす・付属品
レンタル
P52-73
スロープ
レンタル
P74-77
移動用リフト
レンタル
P78-84
自動排泄処理装置
レンタル
P85
徘徊感知機器
レンタル
P86-89

体位変換器



体位変換器とは「空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く」と介護保険制度で定めています。この原理を応用したり、身体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にします。動力により周期的な体位変換を促す商品もあります。

サービスコード 体位変換器:171006

スモールチェンジ ラグーナ ケープ

非課税

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載



自動で小さな体位変換を繰り返す



スモールチェンジ機能



SMALL CHANGE
LAGUNA

■スモールチェンジで床ずれ防止

右上半身、左骨盤を持ち上げる

左上半身、右骨盤を持ち上げる




小さな体位変換を15分毎に自動で行う

スモールチェンジは、骨盤を中心に対角線状の小さな体位変換を約15分毎に自動で行う機能で、床ずれを防ぎます。上半身と下半身を大きく左右いずれかの方向に傾け、長い時間保持する従来の方法とは異なります。


■ハイブリッド構造でムレを防止

圧切替×スモールチェンジ×ムレ対策素材が、マットレス内の熱や湿気を排気します。




エアセルの圧切替

独立したエアセルが膨張収縮を繰り返し、5分毎に身体の保持面が切り替わります。これにより常時肌とマットレスが密着せず、不快なムレを軽減します。



スモールチェンジ機能

スモールチェンジの動きにより、身体とマットレスの接触面やマットレス内部にこもった熱や湿気を逃します。



ムレ対策素材

優れた防水性を保ちながら、熱と熱気のみを透過する透湿・防水カバーや三次元スプリング構造体プレスエアやメッシュカバーなどムレ対策素材を使用しています。



従来の負担を

従来のケアの場合

- 従来の機械的な体位変換は身体がずれて危険
- 大きな体位変換により、睡眠が妨げられる
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担が大きい



スモールチェンジ「ラグーナ」の場合

- 体位変換時の動きが小さく、安心かつ安全
- 小さな体位変換により、睡眠を妨げない
- 体力面や精神面など、介護者さまの負担を軽減



ラグーナで軽減

療養者の快眠を守り、介護者さまの負担を減らします。

自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。

4段階やわらかさ調整

全てのベッドに適合



安全機能

30°を超えるとスモールチェンジが自動オフ

底づき防止 エアセルが体重をしっかり支え、底づきのリスクを防ぎます。

材 質

サイズ

重 量

マットレスカバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

エアポンプ：幅365×高さ246×奥行87mm（ポンプフック装着時/幅365×高さ276×奥行157mm）

エアポンプ：3.4kg

タイプ	品番	マットレス サイズ&重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
900	CR-703	幅900×長さ1920×厚さ135mm／8.6kg	00206-000103	06-2000-0				
900/SHORT	CR-707	幅900×長さ1800×厚さ135mm／8.2kg	00206-000105	06-2001-0				
840	CR-700	幅840×長さ1920×厚さ135mm／8.2kg	00206-000102	06-2002-0				

税込価格で表記しています（ 非課税 商品を除く）

トレイジー スライドシート

東レ

わずかな力で体位変換・移動が楽にできる！
介護する方・される方の負担を軽減する
快適スライドシート！
東レ独自の3層構造による
抜群のスライド性！



滑りのよいナイロン生地を3重にした、
東レ独自の3層構造により、
抜群のスライド性を実現。
上下左右、回転等、さまざまな体位変換や移動を
わずかな力で楽に行えます。
軽くて薄く、制菌加工で清潔&快適！

サイズ

シート地:幅750×長さ1200mm
収納袋:幅290×長さ195mm

素 材

シート地:ナイロン100%
(制菌加工 マックスベック®使用)
収納袋:ポリエステル100%

TAIS 00947-000001

商品番号 06-9000-1

月極

1割

2割

3割

セロリ

モルテン

高耐久・快適性・衛生的 体位変換器

Aタイプ



Bタイプ



- 持ち手を引っ張るだけの動作で、力を必要とせず簡単に体位変換ができます。
- 体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。特に30°側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



材 質

クッションビーズ:オレフィン系エラストマー
アウターカバー:綿+ポリエステル インナーカバー:ポリエステル

MTYA(Aタイプ)

サイズ/680×320mm 重量/2.4kg

TAIS 00054-000112

商品番号 06-9010-1

月極

1割

2割

3割

MTYB(Bタイプ)

サイズ/1410×230mm 重量/3.1kg

TAIS 00054-000113

商品番号 06-9011-1

月極

1割


2割

3割

ナーセントパット(3ピース)

アイ・ソネックス

- 半側臥位がラクに保てます
- おむつ交換時に役立つ側臥位の例
- 理想的な仰臥位(ファウラー位)



大ピース

サイズ

幅400×奥行400×高さ100mm

重 量

1セット1.8kg

小ピース

サイズ

幅400×奥行200×高さ100mm

材 質

高密度ウレタン

TAIS 00149-000012

商品番号 06-9020-1

月極

1割

2割

3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
レンタル
P22-21

床ずれ防止用具
レンタル
P22-27

体位変換器
レンタル
P28-29

歩行補助杖
レンタル
P30-31

歩行器
レンタル
P32-39

手すり
レンタル
P40-51

車いす・付属品
レンタル
P52-73

スロープ
レンタル
P74-77

移動用リフト
レンタル
P78-84

自動排泄処理装置
レンタル
P85

徘徊感知機器
レンタル
P86-89


歩行補助杖ガイド

歩行補助杖は、補助があれば歩ける人のための道具です。立位バランスを補い、歩行を安定させます。また体重を支持してバランスを崩したときの支えになります。しかし、杖一本ですべてを解決することはできません。転倒のリスクは常に配慮し、体調や場所にあわせて他の用具と使い分けることも必要です。



多点杖

多点杖は多脚杖とも呼ばれ、杖の脚が三本以上あるものを指します。手を離しても杖が倒れず、体重をかけても安定します。現在市販されているものは四本ものが多く、それらは四点杖ともいいます。平らな面に対して垂直に降ろすように使用するので斜めに突くような場合には適しません。ただし、なかには脚部が可動し角度をつけて接地する杖もあります。



松葉杖

松葉杖は、腋当てが付きその下にグリップがある杖です。腋当てに腋の下を当てず腋で挟むようにしてグリップに体重をかけて使用します。腋の下に体重をかけない理由は、腋の下には血管や神経があるので、腋当てにもたれると神経を圧迫したり、血行が悪くなることにより、手のしびれなどが生じてしまうからです。基本的に2本1組で使用します。



サイドケイン(サイドウォーカー)

サイドケインは脚が四本あり、さらに接地面が広いいため安定性に優れていますが、幅や重さがありますので片手で持ち歩くには腕に力が必要です。四点杖よりも安定感がほしい場合に使用し、片手で持って前方に突きながら歩きます。ベッドや椅子、トイレからの立ち上がりの支えとして使用することもできます。



ロフストランド杖

ロフストランド杖はロフストランドクラッチとも呼ばれ、1本の脚と体重を支えるグリップ、カフと呼ばれる腕のサポート機構を備えた片手用の杖です。握力が弱く力が不十分な場合や腱鞘炎などで手首が痛む場合にも使用されます。体重が分散しやすく、杖を片側に突いて歩くと障害のある患側にかかる体重は概ね2/3となります。

サービスコード 歩行補助杖:171010

カーボン四点式フラットグリップ

島製作所

カーボン製で重量も約490gと軽量
グリップは手のひらに馴染む形状で
長さも最大約89.5cmと身長の高い人にも対応

非課税

4点支持杖 フィットグリップ T-2803-2

テツコーポレーション

4点支持杖は一本杖とは違い4つの足でささえているので、
体重を掛けても安定し、スムーズに進歩できます

非課税

サイズ	
全長:665~895mm(10段階調整)	
幅:140mm	
直径:185mm	
重量	
約490g	
材質	
本体・ベース:カーボン グリップカバー:TPE ゴムキャップ:TPR	
TAIS	00576-000045
商品番号	10-2020-0



- 握り心地を良くするクッションと着脱可能な樹脂製のグリップカバー
- 幅広いグリップ形状で手のひらの痛みを軽減します

色柄
ローズウッド

サイズ	
全長:約730~960mm	
脚:約160×220mm	
パイプ直径:約16mm	
重量	
約620g	
材質	
本体:アルミ合金 グリップ:(上部)TPR (下部)PP	
TAIS	00887-000051
商品番号	10-4000-0



グリップの上部が
平らな仕様で
負荷を軽減。

パイプロック
仕様でグリップの
動きを防止。

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

カーボン四点可動式スモールタイプ

非課税

島製作所

四点で路面をしっかり捉え、手を放しても自立します
支柱が前後に可動するため坂道も接地が容易です



色柄



かすみ草

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ケアリングスーパー多点杖

非課税

ケアリング

硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心
移動を生み出し、高い推進力と安定性を実現



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

合わせてパッチンPAT.P(2本1組) TY156M

非課税

日進医療器

ワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能なアルミ合金製松葉杖

- 従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りともに汗等で滑りにくい素材です。
- ふれ止めナット付で歩行中のガタツキを防ぎます。




月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

四点可動式オン・オフさん

非課税

島製作所

使用に応じて前後各15度の可動と、固定の切り替えが可能な四点杖。
カーボン製で軽量、持ち心地の良いクッションとグリップカバーで、
長時間の使用も楽に扱うことが可能です



色柄



桜エンジ ストライプB


月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ロフストランドクラッチ T-2963

非課税

テツコーポレーション

腕部でしっかり安定し、握力の弱い方や手首に力が
入りにくい方に適しています



アーム部

グリップ部

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

バランスウォーカー T-5503

非課税

テツコーポレーション


4点杖では不安な方におすすめ
接地面が広く安定性抜群



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

歩行器ガイド



歩行器は四脚のフレーム構造で、足腰の筋力が低下して自立歩行が困難な方が体重を支えながら移動するための福祉用具です。歩行補助杖よりも支持性が求められる際に使用されます。道具を利用して安全に歩行するためには、ご利用者さまの体力や身体機能に適したものを選ぶことが大切です。

歩行器



持ち上げ型歩行器

歩行方法は、両手で歩行器を持ち上げ前に置き、グリップに体重を支えてから患側・健側の順で足を出す三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行方法です。折りたためない固定型歩行器と折りたたみができる折りたたみ型歩行器があります。また二段式のグリップで椅子やトイレからの離着席をサポートできる機種もあります。基本的に室内用です。



キャスター付き歩行器

前脚のみ、あるいは四脚(※)にキャスターが付いたものです。いずれもキャスターを滑らせて使用しますが、体重をかけるとストッパーが作用して固定されます。歩行器を前に振りだす時、上肢や体幹の筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に向いています。基本的に室内用です。

※現在、四輪キャスタータイプはお取り扱いがありません

交互型歩行器 (現在お取り扱いがありません)

左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。この歩行動作の方が固定型に比べて難しい動作です。比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。基本的に室内用です。

歩行車



四輪歩行車

多くの機種において前輪は360度回転する自在輪、後輪は固定輪で、軽く押しながら歩行することが可能です。またハンドグリップには手動ブレーキが付いているのでブレーキをかけながらスピードを調節することもできます。疲れたら座ることができる座面が付いているものもあります。多くの機種が屋内外で使用できます。



馬蹄型歩行車

多くの機種において車輪はすべて360度回転する自在輪か、あるいは設定によって自在輪です。フレーム上部のU字形のパッドで前腕部を支持しながら歩行をサポートします。足腰が弱った方の歩行訓練やリハビリ用としても使用されています。前腕支持型歩行器とも呼ばれます。基本的に室内用です。

シルバーカーと歩行車との違い


介護保険対象外のシルバーカーは、介護保険対象である歩行器(歩行車)と一見よく似た商品ジャンルですが、両者には明確な違いがあります。シルバーカーは歩行器のように歩行困難な人が使う用具ではなく、自立歩行が可能な人が買い物などの際の荷物の運搬や比較的長距離を歩く際の休憩に用いるための用具です。歩行器のように支持面の中に身体を入れるような構造になっていないためにグリップへの体重の負荷が不十分で歩行を安定させるための支持力を有していません。

セーフティーアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

非課税

折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です

屋内用



材質／アルミ（一部スチール） ●最大使用者体重／100kg

スライドフィット H-0188

ユーバ産業

体格や室内に合った大きさで利用可能な
固定式幅伸縮歩行器

非課税

屋内用



サイズ
幅510~610(520)×奥行480~
510(130)×高さ650~830(660)mm
※()内は折りたたみ時

重量 2.4kg 材質 アルミ合金
●幅調整／4段階 ●高さ調節／8段階
●最大使用者体重／100kg

TAIS 01096-000005
商品番号 09-1010-0

月極	1割	2割	3割

折りたたみ式 立ち上がり歩行器 C2021W

アクションジャパン 旧名称:固定型歩行器(2段ハンドル)

椅子やトイレからの離着席を上下2段の
ハンドルがしっかりサポート

非課税

屋内用



□ハンドル高さ調節可能
(上段・下段)
□ワンタッチ折りたたみ式

サイズ
幅580×奥行490(120)
×高さ780~910mm
下段グリップ高さ:560~690mm
※()内は折りたたみ時

重量 2.8kg 材質 アルミ・スチール
グリップ:PVCラバー

●高さ調節／6段階
●最大使用者体重／100kg

TAIS 00428-000021
商品番号 09-1030-0

月極	1割	2割	3割

SAWLHR ハイ

TAIS 00465-000100 商品番号 09-1000-0

サイズ／幅645×奥行570×高さ885~985mm 重量／4.0kg

月極	1割	2割	3割

SAWLR スタンダード

TAIS 00465-000017 商品番号 09-1001-0

サイズ／幅630×奥行570×高さ795~895mm 重量／3.8kg

月極	1割	2割	3割

SAWLSR ミニ

TAIS 00465-000054 商品番号 09-1002-0

サイズ／幅610×奥行550×高さ720~820mm 重量／3.7kg

月極	1割	2割	3割

スライドフィット HT-0188(ハイトタイプ)

ユーバ産業

ハイトタイプの固定式幅伸縮歩行器
180cm以上の身長の高い方へ

非課税

屋内用



サイズ
幅545~615(560)×奥行500~
540(120)×高さ780~955(785)mm
※()内は折りたたみ時

重量 2.6kg 材質 アルミ合金
●幅調整／4段階 ●高さ調節／8段階
●最大使用者体重／100kg

TAIS 01096-000062
商品番号 09-1020-0

月極	1割	2割	3割

Rec01 コンパクト

イーアス

1台に3役の使い方ができる座面付固定型歩行器
歩行をする・腰を掛ける・立ち上がる

非課税

屋内用



サイズ
幅480×高さ850×奥行440(170)mm
座面／幅320×奥行190mm
座面高さ／350~500mm
グリップ高さ:700~850mm
※()内は折りたたみ時

重量 2.5kg 材質 パイプ／アルミニウム合金
ステンレス
グリップ／エラストマー樹脂

●最大使用者体重／100kg
●座面部耐荷重／100kg以下

TAIS 01600-000002
商品番号 09-1040-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 歩行器:171009

アルコーSK型

星光医療器製作所

非課税

高性能コンパクト歩行車

4輪自在

屋内用



サイズ
幅530×奥行575×高さ790～1060mm
キャスター径:φ100mm

重量 12kg
材質 スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS 00125-000040
商品番号 09-4010-0

月極	1割	2割	3割

アルコーSK型mini

星光医療器製作所

非課税

アルコーSK型よりさらにコンパクトになった
在宅向け歩行車

4輪自在

屋内用



歩行器速度の調節が行える抵抗器付き。
家具や壁などを傷つけにくいガードバンパー付き。

サイズ
全幅500×奥行515×高さ750～1020mm
キャスター径:φ100mm

重量 約11.8kg
材質 スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS 00125-000087
商品番号 09-4020-0

月極	1割	2割	3割

アルコー3型中

星光医療器製作所

非課税

病院・施設等の普及型歩行器
杖・固定型歩行器等での歩行の不安な方に

4輪自在

屋内用



サイズ
幅520×奥行775×高さ820～1090mm

重量 11.2kg
材質 スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS 00125-000008
商品番号 09-4030-0

月極	1割	2割	3割

アルコー1S型

星光医療器製作所

非課税

コンパクトタイプで安心設計

4輪自在

屋内用



サイズ
幅515×奥行570×高さ875～1075mm

重量 12.4kg
材質 スチール

●最大使用者体重／80kg

TAIS 00125-000011
商品番号 09-4040-0

月極	1割	2割	3割

トレウォークスリム

日進医療器

非課税

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行車です

4輪自在可

屋内用



●ワンタッチの高さ調整に
立ち上がりを安全に行う為の
ストッパー機能付き



サイズ
幅550×奥行620×高さ850～1050mm
前輪φ6インチ
後輪100mm 固定・回旋切替式(工具必要)

重量 12.1kg
材質 スチール

●最大使用者体重／75kg

TAIS 00175-000283
商品番号 09-4000-0

月極	1割	2割	3割

レッツゴー

竹虎

洗練されたデザインの
室内専用歩行車

屋内用



●室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン。
●便利なトレイ付き。
●ブレーキレバーを押し下げると
パーキングブレーキがかかります。
●安全を重視したSGマーク付き。
■ハンドル高さ調節可能(4段階)

サイズ
幅540×奥行600×高さ840～915mm
キャスター径:φ150mm 折りたたみ時:幅220mm

重量 7.0kg
材質

本体フレーム:アルミ・スチール
トレイ:ポリプロピレン

ハンドルグリップ:スポンジタイプ

●最大使用者体重／80kg

カラー:レッド

TAIS 00110-000098
商品番号 09-4060-1

月極	1割	2割	3割


リトルターン 抑速付

アロン化成

歩行速度に応じて抑速ブレーキが作動して転倒を防止
狭い空間でも扱いやすいコンパクト設計



●抑速ブレーキタイプの特徴



坂道では自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行可能



急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を防止



抑速ブレーキの力は3段階に調節可能

サイズ		材質	
幅500×奥行650×高さ740～860mm 折りたたみ時: 幅280mm 座面高:470mm		フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー	
重量		TAIS	00221-000548
約8.5kg		商品番号	09-4070-1
月極	1割	2割	3割

リトルターン ハイタイプ

アロン化成

コンパクトで小回りの良い歩行車
外出時に歩行補助が必要な方に



屋内外
向き

サイズ	
幅480×奥行650×高さ740～860mm 折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm	
重量	
約6.5kg	
材質	
本体フレーム:アルミニウム ハンドルグリップ:エラストマー	
●最大使用者体重／100kg	
TAIS	00221-000456
商品番号	09-4080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

コンパル NCR-8A-MA

ナブテスコ

非課税

抑速ブレーキ付歩行車

急加速時のみ自動的に減速して「転倒防止!!」



急加速時のみブレーキが作動して「転倒防止!!」

サイズ		重量
幅540×奥行705×高さ780～1000mm		8.9kg
●最大使用者体重／100kg		
TAIS	00025-000022	
商品番号	09-4090-0	

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

コンパル リハモ NCR-8A-TA

ナブテスコ

非課税

抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車

歩行が安定しにくい方に

屋内外
向き



- 進みすぎを防止する3段階の“抑速ブレーキ”搭載
- 握りやすさを追求したアーチ型ハンドルとブレーキレバー
- 頼れる安心の大型パッド
- 保管に便利な自立式前後折畳み方式

サイズ	
幅545×奥行650×高さ820～1100mm 座面高:475mm、キャスター径:φ8インチ	
重量	
10.9kg	
材質	
フレーム:アルミ	
●最大使用者体重／100kg	
TAIS	00025-000024
商品番号	09-4100-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リハモ NR-8A-TA

ナブテスコ

非課税

抑速ブレーキ付のコンパルリハモに
通常車輪タイプがラインナップ

屋内外
向き



- 安心の大型パッドを採用。操作しやすいハンドブレーキと駐車ブレーキ一体型
- 大容量で前後どちらからでもアプローチ可能な収納バッグ
- これまでにない幅広い高さ調整を実現

サイズ	
幅540×奥行650×高さ820～1100mm 座面高:475mm、キャスター径:φ8インチ	
重量	
9.4kg	
材質	
フレーム:アルミ	
●最大使用者体重／100kg	
TAIS	00025-000025
商品番号	09-4110-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 歩行器:171009

ハッピーIIトール

竹虎

シンプルで安全性に優れたハッピーIINBに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外
向き



サイズ

幅585×奥行655×高さ780～920mm(7段階)
座面高:500、座面:305×305mm
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:500mm

重量

約8.0kg

材質

本体フレーム:アルミニウム
座面:PVC

●最大使用者体重／100kg

TAIS 00110-000127

商品番号 09-4330-1

カラー:ダークグレーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニトール

竹虎

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに
高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外
向き



サイズ

幅535×奥行595×高さ700～840mm(7段階)
座面高:430、座面:280×280mm
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:410mm

重量

約6.7kg

材質

本体フレーム:アルミニウム
座面:PVC

●最大使用者体重／80kg

TAIS 00110-000128

商品番号 09-4340-1

カラー:ダークグレーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーIINB

竹虎

シンプルで安全性に
優れた歩行車

屋内外
向き



- 使用時の安定感と、座席の座り心地の良さがポイントです。
- 前後左右のバランス性能が高く、走行性もアップしました。
- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(5段階)

サイズ

幅555×奥行620×高さ780～870mm(5段階)
座面高:500、座面:305×305
キャスター径:φ190mm
折りたたみ時幅:435mm

重量

7.7kg

材質

本体フレーム:アルミニウム
座面部分:PVC

TAIS 00110-000112

商品番号 09-4170-1

カラー:ブルーメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニ

竹虎

安全性と信頼性に
定評のあるハッピーIINBの
軽量・コンパクトタイプ

屋内外
向き



- 横幅500mm、せまい路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデルです。
- 耐久性のあるブレーキユニットを採用
- 安全性を重視したSGマーク付きの製品です。
- ハンドル高さ調節可能(5段階)

サイズ

幅500×奥行575×高さ700～790mm(5段階)
座面高:430、座面:280×280
キャスター径:φ180mm
折りたたみ時幅:395mm

重量

6.5kg

材質

本体フレーム:アルミニウム
座面部分:PVC

TAIS 00110-000103

商品番号 09-4180-1

カラー:パープルメタリック

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンW

ウィズワン

コンパクト・軽量トップクラス
小回りが効くスリムミドルタイプ
男性にもオススメです

屋内外
向き

前輪
3WAY



大容量バッグ×2
計17ℓ
(前バッグ10ℓ
後バッグ7ℓ)

サイズ

幅540×奥行550×高さ840・870・900・930mm
折りたたみ時幅:260×奥行340×高さ880mm

重量

4.5kg

材質

袋部:綿(PVC加工) 車体部:アルミニウム

●最大使用者体重／75kg

TAIS 00063-000038

商品番号 09-4290-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワン・ライトG

ウィズワン

軽量タイプで簡単操作
特殊アルマイトでキズがつきにくい

屋内外
向き



サイズ

幅480×奥行520×高さ790・820・850・880mm
折りたたみ時幅:210×奥行300×高さ830mm

重量

3.7kg

材質

袋部:ナイロン 車体部:アルミニウム

●最大使用者体重／75kg

TAIS 00063-000034

商品番号 09-4300-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーSP

島製作所

片方のブレーキ操作でも両後輪を制御
簡単操作で扱いやすい歩行車

屋内外
向き
前輪
2WAY



レバーを上げるだけで
簡単に折りたたみ可能

サイズ

幅500×奥行560×高さ785～880mm
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865mm
座幅:345mm 座奥行:270mm
座高:410mm キャスター径:φ約145mm

重量

5.9kg

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00576-000014
商品番号 09-4250-1

月極	1割	2割	3割

シンフォニーSPスリム

島製作所

横幅約48cmで狭い場所でも小回りがきき
歩行スペースはしっかり確保できる仕様
重量も約4.9kgの軽量コンパクトタイプ

色柄 屋内外
向き
前輪
3WAY
花柄紺

サイズ

幅480×奥行600×高さ775～865mm
折りたたみ時:幅480×奥行330×高さ690mm
ハンドル高:775～865mm
座幅:310mm 座奥行:260mm
座高:440mm 車輪:約145mm

材質

本体:アルミ(一部スチール)
タイヤ:EVA ホイル:PP 袋部:ポリエステル

重量

4.9kg

●最大使用者体重/75kg

●最大積載荷重/5kg

TAIS 00576-000039
商品番号 09-4310-1

月極	1割	2割	3割

シンフォニーワイドSPⅡ

島製作所

すべてがワイド、安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車

非課税

色柄 屋内外
向き
前輪
3WAY
Bグレー

載荷重8kg、幅32.5、
奥行20、高さ33cm
の大きめのバッグで
買い物に便利

サイズ

幅605×奥行710×高さ930～1020mm
折りたたみ時:幅605×奥行430×高さ1005mm
座幅:380mm 座奥行:280mm
座高:約430mm
キャスター径:φ約180mm

重量

8.5kg

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00576-000044
商品番号 09-4260-0

月極	1割	2割	3割

ウォーカー

ラックヘルスケア

非課税

先進的な機能性が軽やかな
フットワークを実現する
コンパクト歩行車

屋内外
向き

- 最大使用者体重/135kg
- 重量/S: 7.0kg M: 7.2kg
- 材質/スチール製粉体塗装・アルミ
- 折りたたんだ状態で自立可能

Sサイズ

TAIS 00245-000124

商品番号 09-4150-0

幅550(後部外)470(後部内)×奥行635mm 座面高:480mm ハンドル高:675～800mm

月極	1割	2割	3割

Mサイズ

TAIS 00245-000123

商品番号 09-4151-0

幅615(後部外)535(後部内)×奥行655mm 座面高:530mm ハンドル高:760～890mm

月極	1割	2割	3割

friend WF-1/friend II WF-2

ウェルパートナーズ

肘をついて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行
前腕支持台型歩行車

friend & friend II の特徴

*画像はfriendのものです

非課税

屋内外
向き

前腕支持台

柔らかで腕に優しく滑らない、
汚れに強いレザータイプ。
前方へ回転させると座面に座れます。

高さ調整

弱い力で引くだけのワンタッチ
調節機能。身長に合わせて調整できるので、
一台で複数の方が使用できます。

スピード調整機構

ネジで最適な車輪の回転の
調整が可能です。

大きめの前輪

8インチの前輪(後輪7インチ)で歩道の
段差も楽々。スムーズに歩行ができます。

ループハンドル

握ったままで安定した歩行ができます。

ハンドブレーキ /

パーキングブレーキ

軽くて握りやすいブレーキレバー。
肘を台にあずけた状態でも簡単に
ブレーキがききます。なお、ハンド
ブレーキとパーキングブレーキは
ひとつになっており、下におろすだけで
簡単にロックができます。

座面

クッション性がある大きな座面。

材質

本体:アルミ・ステンレス・一部スチール 前腕支持台:ビニールレザー・ウレタン・合板入り 収納袋:ビニールレザー

重量

WF-1: 8.5kg WF-2: 9.5kg

- 自立可能な簡単折りたたみ機構
- 最大使用者体重/100kg

品名	全幅 × 奥行 × 高さ ※ ()内は折りたたみ時	座面高	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
friend	510×645×760～960mm (510×470×780～980mm)	460mm	01009-000025	09-4130-0				
friend II	555×675×915～1150mm (555×500×965～1200mm)	500mm	01009-000028	09-4140-0				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

サービスコード 歩行器:171009

ティコブリトルワゴン WAW07

幸和製作所

業界初!カゴのせ大容量
ワゴンタイプの歩行車!



屋外向き
前輪
3WAY

サイズ

幅495×奥行600×高さ670～910mm
座面高:480mm 座面:幅310×奥行200mm
折りたたみ時:奥行425×高さ740mm

重量

約7.0kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル、座面:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/8kg

TAIS 00030-000171
商品番号 09-4190-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルワゴンミニ WAW21

幸和製作所

ワゴンタイプの歩行車が更にコンパクトに!
お買い物に便利なカゴのせ歩行車

前輪
3WAY 屋内外
向き



サイズ

幅450×奥行595×高さ670～910mm
折りたたみ時:奥行415×高さ720mm

重量

約4.9kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/6kg

TAIS 00030-000190
商品番号 09-4200-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルハイⅡ WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた
軽量コンパクト歩行車

- 座面の上げ下げがラクラク

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅520×奥行625×高さ740～920mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm
折りたたみ時:奥行370×高さ815mm

重量

約5.3kg

材質

本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル・ナイロン、座面:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000173
商品番号 09-4210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅520×奥行640×高さ740～920mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行330mm
折りたたみ時:奥行425×高さ815mm

重量

約5.6kg

材質

本体:アルミ、座面・袋:ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000165
商品番号 09-4220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトル HS05

幸和製作所

軽量、コンパクトで扱いやすい
行動範囲を広げる歩行車

前輪
3WAY 屋外向き

- 5キロの軽量タイプで、歩行時の負担軽減。
- 幅はわずか520mm。歩行車=大きいイメージを一新。
- 持ち手高さは650～830mmまでワンタッチ(最大昇降値:180mm)。

サイズ

幅520×奥行640×高さ650～830mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm
折りたたみ時:奥行400×高さ730mm

重量

約5.0kg

材質

本体:アルミ
座面・袋:ポリエステル、ナイロン

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/3kg

TAIS 00030-000099
商品番号 09-4230-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルスリム WAW04

幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車です

- 軽量コンパクト

屋外向き
前輪
3WAY



サイズ

幅470×奥行580×高さ640～910mm
座面高:480mm 座面:幅235×奥行250mm
折りたたみ時:奥行350×高さ720mm

重量

約4.5kg

材質

本体:アルミ、座面:ナイロン
袋:ナイロン・ポリエステル

- 最大使用者体重/75kg
- 最大積載荷重/4kg

TAIS 00030-000163
商品番号 09-4240-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

カラー:ブラウン

ミシェル WAW22

幸和製作所

軽量タイプの女性向けローレータ型歩行車

車体幅が業界最小クラスの48cmとコンパクトで狭い道でも扱いやすい



カラー:パープル



カラー:ページュ



●杖のワンタッチ着脱

グリップ式なので、片手で簡単に杖を着脱することができます。
対応杖外径は16~22mmです。



●高さ調節ネジ紛失防止

ネジの先端が太く、抜け落ちない仕様になっているので、高さ調節時に紛失しにくいです。

コンパクト設計



屋内外向き

サイズ		材 質	
幅480×奥行575×高さ700~880mm 折りたたみ時:幅240×奥行615×高さ700mm ハンドル高:700~880mm(6ポジション) 座面高:450mm 座面:幅335×奥行275mm		本体:アルミニウム合金 座面:合成皮革・ナイロン バッグ:合成皮革・ポリエステル	
●最大使用者体重/80kg ●最大積載荷重/3kg		TAIS 00030-000194	
重 量		商品番号	09-4320-1 (パープル)
5.6kg		商品番号	09-4321-1 (ページュ)
月極	1割	2割	3割

ミケーレ WAG01

幸和製作所

ローレータ型歩行車で最軽量クラスの5.9kg!

男性が好むデザイン性に加え、操作性にも優れた歩行車

屋内外向き



サイズ	
幅535×奥行605×高さ790~950mm 折りたたみ時:幅235×奥行645×高さ790mm 座面高:500mm 座面:幅385×奥行260mm	
重 量	
5.9kg	
材 質	
本体:アルミニウム合金 座面:合成皮革、ナイロン 袋:合成皮革、ポリエステル 車輪:TPE、ポリプロピレン	
●最大使用者体重/80kg ●最大積載荷重/5kg	
TAIS	00030-000175
商品番号	09-4280-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サンティノ WAG02

幸和製作所

重量4.9kgの軽量設計

簡単折りたたみで安定感のあるフレーム構造

前輪2WAY 屋内外向き



サイズ	
幅500×奥行635×高さ800~950mm 折りたたみ時:幅210×奥行300×高さ895mm 押手高さ:800~950mm(6ポジション)	
重 量	
4.9kg	
材 質	
本体:アルミニウム合金 バッグ:合成皮革、ポリエステル	
●最大使用者体重/80kg ●最大積載荷重/5kg	
TAIS	00030-000189
商品番号	09-4270-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ティコブリトルホーム WAW05

幸和製作所

小回りが利いて、楽に使える屋内で大活躍



屋内用

前輪3WAY



サイズ	
幅470×奥行580×高さ640~910mm 折りたたみ時:奥行410×高さ715mm	
重 量	
約5.5kg(トレイ除く)	
材 質	
本体:アルミ トレイ:ポリカーボネート カゴ:スチール メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン	
●最大使用者体重/75kg ●最大積載荷重/トレイ:2kg、カゴ:3kg	
TAIS	00030-000166
商品番号	09-4050-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

愛乗ストリームII

インタージェット

非課税 在庫品限り

屋内外向き




サイズ	
幅500×奥行720×高さ700~850mm (6段階調整) 座面:幅370×奥行240mm 座面高:500mm 折りたたみ時:幅240mm	
重 量	
7.5kg	
材 質	
フレーム:アルミニウム グリップ:エラストマー樹脂	
●最大使用者体重/100kg	
TAIS	01215-000004
商品番号	09-4160-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

手すりガイド





手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使用します。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。


突っ張り棒型手すり



ベスポジ-e (P41～)



パディー (P44～)



天井と床を利用して取り付けの手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関ポーチなどで使用できるように耐水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり



ルーツ (P45)



ベストサポート手すり(P46)



たちあっぷ (P48)

ベッド、椅子やソファ、床や布団からの立ち上がり動作の補助を目的とする手すりです。土台部分の重みで手すりは垂直方向に安定します。


玄関・ポーチ用手すり



あがりかまち用
たちあっぷ (P48)



玄関用ベストサポート手すり
(P47)



ベストサポート手すり
微笑の秋桜 (P47)



スムーディ (P50)

玄関のあがりかまちやポーチなどにおける段差の乗り越えや動線確保のために使用される手すりです。特に屋外向けのものはさびにくい素材が使用される場合があります。

トイレ用手すり



SA手すり(P51)



洋式トイレ用
ベストサポート
手すり(P51)



洋式トイレ用
スライド手すり
(P51)



洋式トイレ用
フレーム(P51)




ポータブルトイレ用
フレームささえ(P51)

便座の周囲に設置して移乗や立ち上がり、方向転換、下衣の上げ下げなどの動作をサポートします。ポータブルトイレ用のものもあります。

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ

ベスポジ-eは天井と床を利用して取り付けの手すりです。
立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。



ベスポジ-e オプション

ウェーブ型手すり BPE-300-10


握りやすく滑りにくいグリップ部がウェーブ状の手すりです。
立ち座りや段差の昇降などの動きをサポートします。

TAIS	00254-000130
商品番号	07-2010-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-11 TAIS:00254-000122	T型天井ベースセット BPE-S30-10 TAIS:00254-000121
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



角型手すり BPE-300-30


縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込んで使える横向きに組替可能な手すりです。

TAIS	00254-000132
商品番号	07-2030-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-31 TAIS:00254-000126	T型天井ベースセット BPE-S30-30 TAIS:00254-000125
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



肘置き手すり BPE-200-20

前腕部で支持することで立ち座りや姿勢保持をサポートします。

TAIS	00254-000128
商品番号	07-2050-1

アーム部素材:合皮・クッション材

丸型天井ベースセット BPE-S20-21 TAIS:00254-000078	T型天井ベースセット BPE-S20-20 TAIS:00254-000077
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



基本セット(丸型天井ベース) BPE-100-11

ベスポジ-eの基本となる軽量・コンパクトな本体ポールです。多様なオプションにより介護者さまごとの状況に合わせたセットを組むことができます。

TAIS	00254-000052	商品番号	07-2000-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/手すり直径:φ45mm、ベース直径:φ200mm 重量/4.3kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

基本セット(T型天井ベース) BPE-100-10

和室天井構造向けの基本セットです。

TAIS	00254-000051	商品番号	07-2001-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/手すり直径:φ45mm、ベースサイズ:600mm×120mm 重量/4.9kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

基本セット(丸型天井ベース耐水) BPE-100-81

基本セット(丸型天井ベース)の耐水仕様です。通常の下部ベースの代わりに雨への耐性がある耐水ベースを備えています。ただし、浴室での使用はできません。

TAIS	00254-000053	商品番号	07-2002-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/手すり直径:φ45mm、ベース直径:φ200mm 重量/4.4kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ウェーブ型手すりロング BPE-300-40


ウェーブ型手すりのロングタイプです。60cmの長さがあり、余裕を持ってつかむことができます。

TAIS	00254-000133
商品番号	07-2020-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-41 TAIS:00254-000135	T型天井ベースセット BPE-S30-40 TAIS:00254-000134
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



円型手すり BPE-300-20


立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効な手すりです。

TAIS	00254-000131
商品番号	07-2040-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-21 TAIS:00254-000124	T型天井ベースセット BPE-S30-20 TAIS:00254-000123
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



グリップアーム-e 5P斜 BPE-300-50

耐水タイプなのでベランダや玄関ポーチなどに設置できます。
手すりのグリップ部分に握りやすいように角度がついています。

TAIS	00254-000142
商品番号	07-2060-1

アーム部素材:エラストマー・アルミ

丸型天井ベースセット BPE-S30-51 TAIS:00254-000137	丸型天井ベースセット耐水 BPE-S80-51 TAIS:00254-000146
--	--

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



ベスポジ-e オプション

42

ベスポジ-e 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利なベスポジ-eの連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	07-2530-1				
	SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	07-2531-1				
	SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	07-2532-1				

H型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-H31-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000099	07-2540-1				
	BPE-H31-090		90cm	00254-000056	07-2541-1				
	BPE-H31-120		120cm	00254-000107	07-2542-1				
	BPE-H30-060	T型天井ベース	60cm	00254-000083	07-2543-1				
	BPE-H30-090		90cm	00254-000069	07-2544-1				
	BPE-H30-120		120cm	00254-000091	07-2545-1				

T型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-J71-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000103	07-2550-1				
	BPE-J71-090		90cm	00254-000060	07-2551-1				
	BPE-J71-120		120cm	00254-000111	07-2552-1				
	BPE-J70-060	T型天井ベース	60cm	00254-000087	07-2553-1				
	BPE-J70-090		90cm	00254-000073	07-2554-1				
	BPE-J70-120		120cm	00254-000095	07-2555-1				

システム木手すり曲げセット

階段やあがりかまちななどの段差には<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るためのベスポジ-eの連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	07-2560-1				
	SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	07-2561-1				
	SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	07-2562-1				

H型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-H21-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000098	07-2570-1				
	BPE-H21-090		90cm	00254-000055	07-2571-1				
	BPE-H21-120		120cm	00254-000106	07-2572-1				
	BPE-H20-060	T型天井ベース	60cm	00254-000082	07-2573-1				
	BPE-H20-090		90cm	00254-000068	07-2574-1				
	BPE-H20-120		120cm	00254-000090	07-2575-1				

T型木手すり曲げセット


システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	BPE-J21-060	丸型天井ベース	60cm	00254-000102	07-2580-1				
	BPE-J21-090		90cm	00254-000059	07-2581-1				
	BPE-J21-120		120cm	00254-000110	07-2582-1				
	BPE-J20-060	T型天井ベース	60cm	00254-000086	07-2583-1				
	BPE-J20-090		90cm	00254-000072	07-2584-1				
	BPE-J20-120		120cm	00254-000094	07-2585-1				

サービスコード 手すり:171007

バディー
モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間が出来ます



設置場所に合わせて3種類の天井ストッパーが選べます

十字型ストッパー

天井への負担が少なく、梁を確実にとらえて安定感抜群の設置ができる標準ストッパーです。

重量：7.1kg

I型ストッパー

壁際の設置に適しています。必ず梁の場所に設置してください。

重量：6.6kg

丸型ストッパーS

部屋の隅の設置に適しています。必ず梁の場所に設置してください。

重量：5.7kg

標準(推奨)

日常生活で使用するさまざまな手すりの一般的な使い方からバランスを考えられた太さ(φ)と形のグリップ

グリップ直径: φ36.5mm

天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。

照明

T字にもできます

70cm

70cm

19.5cm

梁(間隔:縦45.5×横45.5cm)

材 質

主材:スチールパイプ 表面:木目調樹脂

グリップカバー:オレフィン系エラストマー

サイズ

使用サイズ:1900～2800mm


収納サイズ:1810mm

浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません

商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
バディー	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	07-5000-1				
	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	07-5001-1				
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	07-5002-1				

クロスバー
モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート



クロスバー取り付けブラケット
MNTCM03TB
モルテン



クロスバーとルーツシリーズを連結する場合にクロスバー取り付けブラケットをご利用ください。

材 質
ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB
モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどをサポート



材 質
ポリプロピレン

直 径
40×28mm (楕円)

重 量
0.65kg


商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
クロスバー	固定式セット	MNTCM03BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000338	07-5010-1				
		MNTCM03BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000339	07-5011-1				
		MNTCM03BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000340	07-5012-1				
	跳ね上げ式セット	MNTCM02BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000332	07-5020-1				
		MNTCM02BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000333	07-5021-1				
		MNTCM02BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000334	07-5022-1				
クロスバー取り付けブラケット		MNTCM03TB	—	00054-000228	07-5030-1				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260×高さ195mm	00054-000055	07-5040-1				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

L型サイドバー

モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの立ち座りやベランダでの歩行をサポート



■L型サイドバー-90

あがりかまち高さ
10cm以下

■L型サイドバー-45

あがりかまち高さ
10～36cm

※段差の高さに合わせて調整可能です。



L型サイドバー-90 MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高750mm 重量/3.1kg			
月極	1割	2割	3割

L型サイドバー-45 MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高1000mm 重量/3.5kg			
月極	1割	2割	3割

材 質

主材:スチールパイプ ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの姿勢保持などをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000116	商品番号	07-5500-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ センタータイプ MNTPSBR

モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ600mm



TAIS	00054-000117	商品番号	07-5510-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ コーナータイプ MNTPCRBR

モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

モルテン

短い距離の歩行をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm



TAIS	00054-000133	商品番号	07-5530-1
月極	1割	2割	3割

ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2

モルテン

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート



サイズ

高さ調整範囲:600・650・700mm(3段階調整)
ベースフレームサイズ/幅460×長さ660mm



TAIS	00054-000217	商品番号	07-5540-1
月極	1割	2割	3割

平行棒 P-2 No.602

睦三



サイズ

高さ調整範囲:740～880mm(無段階調整)
長さ調整範囲:1520～2320mm(5段階調整)
幅:760mm
使用幅:320～680mm(無段階調整)
ベースフレームサイズ/幅165×長さ760mm

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

スタンディ PN-L80401

パナソニック エイジフリー

折りたたみ可能な面手すり
面だから安定して立ち上がりをサポート




折りたたみ可

手すり位置はベースの縦・横・中央

●最大使用者体重／100kg

重量
22.5kg



サイズ

ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm
手すり:高さ700～850mm
(30mmピッチ5段階)×幅450mm
面高さ:350～500mm(手すり高さで連動)

材質

ベース・手すり・フレーム:スチール
ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂
平面部:ポリエチレン 手すり被膜部:エラストマー
カーペット:合成繊維

TAIS 00980-000315

商品番号 07-6010-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベストサポート手すり1 625-010

シコク



サイズ

ベース:505×605mm
手すり:幅300×
高さ700・750・800mm(3段階調節)

重量

約10.3kg

材質

ベース:ステンレス・PVC
手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂

TAIS 01235-000023

商品番号 07-7090-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベストサポート手すり2 625-020

シコク



サイズ

ベース:505×905mm
手すり:幅300×
高さ700・750・800mm(3段階調節)

重量

約14.8kg

材質

ベース:ステンレス・PVC
手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂


TAIS 01235-000024

商品番号 07-7100-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベストサポート手すり3 625-030

シコク



サイズ

ベース:505×905mm
手すり:間口300×300×
高さ700・750・800mm(3段階調節)

重量

約16.3kg

材質

ベース:ステンレス・PVC
手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂

TAIS 01235-000086

商品番号 07-7020-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベストサポート手すり5 625-050

シコク



サイズ

ベース:505×905mm
手すり:幅710×
高さ700・750・800mm(3段階調節)

重量

約15.1kg

材質

ベース:ステンレス・PVC
手すり:樹脂被膜(芯材:アルミ)・樹脂

TAIS 01235-000090

商品番号 07-7120-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベストサポート手すり用固定具 620-050

シコク



■取り付け例

ベストサポート手すり用固定具は「ベストサポート手すり」をベッドで使用する際の安定度の向上を図る商品です。
床からベッドサイドフレーム底面までの高さ33～292mm範囲でご使用になれます。

ベストサポート手すり1 固定具付
TAIS:01235-000025

ベストサポート手すり2 固定具付
TAIS:01235-000026

ベストサポート手すり3 固定具付
TAIS:01235-000087

ベストサポート手すり5 固定具付
TAIS:01235-000091

サイズ

固定具本体:54×212×65mm

重量

約323g×2

材質

アルミ合金(焼付塗装)

TAIS 01235-000202

商品番号 07-7130-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

玄関用ベストサポート手すり


シコク

玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり



●段差の小さいステンレス製ベースプレート

床からの段差を最小限の高さにし、つまずきにくい構造で安心して使用できます。




●ぴったりフィットする安心マット

マットがベースプレートにぴったりフィットする安心設計です。また、容易に着脱して水洗いができるため、いつでも清潔な状態で使用できます。




1-1 1-2



あがりかまち高さ0~20cm対応


2-1 2-2



あがりかまち高さ20~40cm対応

●安心して身体を預けられる手すり

手すりは楕円形で握りやすく、熱くなりすぎず冷たくなりすぎない素材を使用しており、また手すり両端に水平部を設けているため、より安心して上り下りできます。



●高さ調節


手すりの高さを2.5cm刻みで5段階調節が可能です。

●組み立てが簡単


重たいベースプレートを裏返しせずに表面から支柱を取付けることができます。




1-1 あがりかまち高さ0~20cm対応




1-2 あがりかまち高さ0~20cm対応



2-1 あがりかまち高さ20~40cm対応



2-2 あがりかまち高さ20~40cm対応



材 質

手すり部/ジョイント:ステンレス、フレーム:ステンレス、手すり:樹脂被膜 ベースプレート/本体:ステンレス、エッジカバー:PVC

商品名	品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
玄関用 ベストサポート 手すり	1-1	626-011	0~20cm 対応	片手すり	24.2kg	01235-000019	07-7050-1			
	1-2	626-012		両手すり	29.2kg	01235-000020	07-7051-1			
	2-1	626-021	20~40cm 対応	片手すり	24.7kg	01235-000021	07-7052-1			
	2-2	626-022		両手すり	30.2kg	01235-000022	07-7053-1			

ベストサポート手すり 微笑の秋桜

シコク


出入り時の歩き出しの転倒リスクを大幅に軽減する組立式の手すり




●設置例



1-2



2-2



材 質

ベース部/ガラス繊維強化FRP・強化ウレタン・アルミ
手すり部/樹脂被膜(芯材:金属)・ステンレス

商品名	品番	タイプ	対応段差	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベストサポート 手すり 微笑の秋桜	1-2	633-012	小タイプ	3~36cm	36.4kg	01235-000083	07-7060-1			
	2-2	633-022	大タイプ	36~54cm	37.2kg	01235-000082	07-7061-1			

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

たちあっぷ CKA-01-1
矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000121
かいじょくん付 TAIS:00055-000148
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000134
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000166
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000176

TAIS	00055-000119	商品番号	07-8000-1
サイズ／高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:338mm 重量／11.9kg			
月極	1割	2割	3割

たちあっぷ CKA-03
矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000077
かいじょくん付 TAIS:00055-000151
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000137
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000169
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000179

TAIS	00055-000073	商品番号	07-8020-1
サイズ／高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:352×265mm 重量／15.4kg			
月極	1割	2割	3割

たちあっぷ CKA-02-1
矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000122
かいじょくん付 TAIS:00055-000150
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000136
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000168
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000178

TAIS	00055-000120	商品番号	07-8010-1
サイズ／高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:338mm 重量／15.7kg			
月極	1割	2割	3割

たちあっぷ CKA-04
矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000078
かいじょくん付 TAIS:00055-000152
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000138
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000170
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000180


TAIS	00055-000074	商品番号	07-8030-1
サイズ／高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:778mm 重量／16.0kg			
月極	1割	2割	3割

あがりかまち用たちあっぷ
矢崎化工

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

- 握りやすい手すり
握りやすい直径3.2cmのディンプル形状の手すりパイプ
- 滑りにくいマット付
土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備
- 手すり高さ調整
手すりの高さはあがりかまちの上から80cm～85cmまでの無段階調整
- がたつき防止アジャスター付
設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターが付属

CKE-01-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000158
CKE-02-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000159



あがりかまち用たちあっぷステップ台
矢崎化工 CKE-B

サイズ／幅500×奥行300mm×高さ120・140・160・180mm(4段階) 重量／6.9kg 材質／スチール

介護保険適用外 自費レンタル商品

商品番号 00-2020-1



月極

商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
あがりかまち用 たちあっぷ	CKE-01-1	両手すり	18～ 36cm 対応	32.8kg	00055-000109	07-8080-1				
	CKE-02-1	片手すり		26.9kg	00055-000110	07-8090-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

たちあっぱオプション

ベットでとまるくん CKA-CK

矢崎化工

ベッド下部と床面の間に差込んで
たちあっぱの安定性を向上



※「ベッド下部」と「床面」の間寸法は、最低25～最高340mmに対応

材 質
本体/アルミ合金・ゴム ツマミ/ステンレス・プラスチック

おもしろくん CKA-J

矢崎化工

たちあっぱの設置の安定性を向上



サイズ	重 量	材 質
高さ120×幅96mm	5.0kg	本体:鉄、底板:ゴム

かいじょくん CKA-K

矢崎化工

ベッドサイドでの立ち上がりや
移乗の補助、座位保持のための
たちあっぱのオプション手すり



※回転角度はたちあっぱに対して、平行・直角・斜め45°

サイズ	重 量	材質(フレーム部)
高さ192×幅441mm	1.4kg	アルミ合金・樹脂・スチール・ステンレス

商品名	品 番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベットでとまるくん	CKA-CK	00055-000211	07-8040-1				
おもしろくん	CKA-J	00055-000104	07-8050-1				
かいじょくん	CKA-K	00055-000145	07-8060-1				

伸縮つながるくん CKE-D

矢崎化工

たちあっぱやあがりかまち用たちあっぱと取り付け可能な伸縮手すり
あがりかまちなどの段差や居宅内の歩行動線を構築します

- 使用場所に合わせて伸縮可能
長さ64cmから95cmまで無段階で調整可能
- 上下・左右、角度調整可能
上下45°まで、また左右も可動範囲内で調整が
できるので移動したい方向に手すりの設置が可能
- 2段かまちでも使用可能
あがりかまち用たちあっぱに取り付けて
もう一段あるかまちでも段差昇降をサポート可能




サイズ	重 量	材 質
長さ:640～950mm	2.0kg	手すり(φ32)/プラスチック・被覆スチールパイプ 手すり(φ40)/アルミパイプ 連結金具:アルミ合金

TAIS	00055-000157	商品番号	07-8070-1
------	--------------	------	-----------

月 極	1 割	2 割	3 割
-----	-----	-----	-----

伸縮つながるくん設置例



たちあっぱ、あがりかまち用たちあっぱ本体は最大3台まで連結可能

伸縮つながるくんを使用する場合は別途オプション品のベットでとまるくん、おもしろくんを取り付けてご利用ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

伸縮つながるくんの機能ポイント

伸縮機能

締め付けキャップ

ゆるむ 締まる

締め付けキャップをゆるめて伸縮すれば64cm～95cmまで無段階に調整ができます。調整後はしっかりと締め付けキャップを締めて固定してください。

上下角度調整機能

上下45°まで
無段階調整

φ32自在ブラケット
角度固定止めねじ

ゆるむ 締まる

φ32自在ブラケットについている、角度固定止めねじをゆるめれば水平から上下45°まで調整できます。調整後はしっかりと角度固定止めねじを締めて固定してください。

左右角度調整機能

左右は可動範囲内
無段階調整

連結金具
ツマミ

ゆるむ 締まる

連結金具のツマミをゆるめて調整すれば、可動範囲内において無段階で調整できます。調整後はしっかりとツマミを締めて固定してください。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

歩行サポート手すり スムーディ

パナソニック エイジフリー





安定感のある手すりで、
毎日のお出かけをサポート



ステップタイプ 片手すり



ロング2050タイプ
片手すり



ステップタイプ 片手すり XPN-L80603

ロング2050タイプ 片手すり XPN-L80605

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ 片手すり	XPN-L80603	00980-000336	07-6012-1				
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ 片手すり	XPN-L80605	00980-000338	07-6014-1				

アットグリップ AT-C-E1050


アロン化成

80~105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応
あっという間に設置完了するアットグリップ





●段差のある場所に設置する場合

ベースプレートとの距離
段差高さ45cmの場合：60~85cm目安



●平坦な場所に設置する場合

※斜面に設置しないでください
ベースプレートとの距離
60~85cm目安



上下左右角度変更

材 質

手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
支柱:アルミニウム ベースプレート:ステンレス

サイズ/幅800×奥行1500~1750×高さ750・800・850mm 重量/約39kg

TAIS	00221-000553	商品番号	07-9000-1
月極	1割	2割	3割

備 考

最大使用者体重/100kg

※手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください
※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

SA手すり 627-060

シコク


機能性充実でトイレ空間でのケアが1台で可能に

●前方部へ立ち上がりの「U字補助手すり」をプラス

U字補助手すりの使用で便器前の空間のケアが1台に。便器までの移動、方向転換、便器からの立ち座りなど、一連の動作を補助します。またU字補助手すりに寄りかかることで、立位が安定し、着脱衣時の介助がよりスムーズです。


●左右の付け替え可能

設置場所に合わせて、U字補助手すりの左右の付け替えが可能!



※1) 3cm 毎、6 段階調節 ※2) 左右 5cm ずつ無段階調節 ※3) サイズ固定部分

●1台で2役の機能をもつ手すりで、すっきり



従来のトイレ用手すり（L型または縦型）手すりの2つの機能を1台に盛り込み、すっきりと設置できます。

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010

シコク

簡単に設置でき、ご利用者さまに優しい手すりです



サイズ

幅620~720×奥行460×高さ560~710mm

重量

約9.0kg

材質

フレーム:ステンレス
ひじ掛け:天然木


●高さ6段階調節

TAIS	01235-000008	商品番号	07-7080-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2(木製ひじかけ) 533-087

アロン化成

持ち運びや誤動作防止のため、ストッパー機能をリニューアル



サイズ

幅660×奥行550×高さ550~700mm

重量

約9.8kg

材質

フレーム:スチール
ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450	商品番号	07-9020-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

パナソニック エイジフリー

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ

本体:幅650×奥行460×高さ580~740mm
ひじ掛け:高さ580~740mm
(20mmピッチ9段階)
ひじ掛け内寸:525mm

重量

約8.5kg

材質

本体:ステンレス鋼
ひじ掛け:ポリプロピレン
フレーム・接続ナット:ステンレス
アームカバー:合成ゴム
便座固定ノブ:ABS/ステンレス
ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス
アジャスター:合成ゴム/ステンレス
●耐荷重/100kg以下

TAIS	00980-000191	商品番号	07-6000-1
月極	1割	2割	3割

ポータブルトイレ用フレーム ささえ 533-070

アロン化成

お使いのポータブルトイレがすぐさまフレーム付に大変身
幅515mm×奥行540mm以下のポータブルトイレ対応



サイズ

幅630×奥行630×高さ730~810mm
●背もたれ・ひじ掛けともに高さ調節可能

重量

約8.0kg

材質

スチール(メラミン樹脂塗装)
ベース板:ポリプロピレン
ひじ掛けカバー:エラストマー
ジョイント・背もたれ:ABS樹脂

TAIS	00221-000054	商品番号	07-9030-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


車いすガイド

車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。



車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。



車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

ノーパンクタイヤ このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。	介助ブレーキ このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。	折りたたみ式 このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたたむための収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。
跳ね上げ式アームサポート このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。	高さ調整式アームサポート 肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。	張り調整式バックサポート 背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。
幅調整式シート シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。	スイングアウト フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。	エレベータティン フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病气などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。
リクライニング 背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。	ティルト 座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。	

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。	電動自走 電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。
プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。	電動カート スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。
多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。	ティルト ティルト機能が特徴の車いすです。
モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。	リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。
6 輪 車輪の回転軸が身体を中心付近にあるので小回りが効く車いすです。	ティルト・リクライニング ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。
電動アシスト 介助者さまの負担を電動で軽減する介助用の車いすです。	電動ティルト・リクライニング 電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。

車いすラインナップ

標準 (自走用)	P.54 松永製作所 NEXT-11B		P.54 松永製作所 NEXT-12B HB		P.54 日進医療器 NA-U1		P.54 カワムラサイクル WA22-40S		
	P.55 カワムラサイクル KMD-A22-40-M (H/SH)		P.55 日進医療器 NA-501A		P.55 ミキ BAL-1				
標準 (介助用)	P.60 松永製作所 NEXT-21B		P.60 日進医療器 NAH-U1		P.60 カワムラサイクル WA16-40S		P.61 カワムラサイクル KMD-A16-40-M (H/SH)		
	P.61 日進医療器 NAH-521A		P.61 松永製作所 NEXT-22B HB		P.61 ミキ BAL-2				
プラスα	P.55 ミキ CRT-5		P.56 日進医療器 NEO-1		P.56 日進医療器 トライメイトN		P.62 ミキ CRT-6		
多機能 (自走用)	P.56 日進医療器 NA-U2W		P.56 日進医療器 NA-U2W・BG		P.57 カワムラサイクル KMD-C22-45-M (H/SH)		P.57 ミキ CRT-7		
	P.57 カワムラサイクル KFP22-40SB		P.57 ミキ SKT-4						
多機能 (介助用)	P.62 カワムラサイクル KFP16-40SB		P.62 日進医療器 NAH-U2W		P.62 ミキ CRT-8		P.63 ミキ SKT-2		
モジュール	P.58 松永製作所 NEXT-50B		P.58 松永製作所 NEXT-51B		P.58 日進医療器 NA-U7		P.58 ミキ CRT-1-CZ		
	P.59 ミキ SKT-1000		P.63 ミキ CRT-2-CZ		P.63 日進医療器 NAH-U7		P.63 松永製作所 NEXT-60B		
6輪	P.59 松永製作所 NEXT-71B		P.59 日進医療器 NA-506W		P.60 ミキ SKT-5		P.64 松永製作所 NEXT-81B		
	P.64 松永製作所 MH-CR3D HB		P.64 松永製作所 MH-SRL-SE		P.65 日進医療器 NAH-UC・Hi 電動		P.65 日進医療器 NAH-UC・LO		
ティルト・ リクライニング	P.65 カワムラサイクル KPFK-12		P.66 ランダルコーポレーション モデラートα		P.66 松永製作所 FR-31TR		P.66 ミキ NEXTROLLER® SPI		
							P.67 ピジョンタヒラ PR-2000		
電動 アシスト	P.66 ナブテスコ NAW-16F-SD-LT		電動自走 電動カート	P.67 ヤマハ発動機 JWアクティブPLUS +5タイプ		P.68 WHILL WHILL Model CK		P.69 スズキ ET-4D9 ET-4D8 ET-4D7	
								P.69 カシダス ラスレル	

サービスコード 車いす:171001

ネクストコア NEXT-11B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調節式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

軽量・コンパクト！耐荷重100kg！
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時／全長935×全高655×全幅290mm

低床	中床	高床	重量 11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000315	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3000-0				

ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調節式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時／全長965×全高715×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 12.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000375	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3010-0				

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器

標準 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調節式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に



※折りたたみ時／全長970×全高660×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000356	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5000-0				

ウェイビット WA22-40S

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調節式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時／全長950×全高670×全幅330mm

低床	中床	高床	重量 12.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000237	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7000-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準

非課税


自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具レスで簡単にステップ調節が可能(5mmピッチ×13段階)

※ソフトタイヤ（ノーパンク仕様）



※折りたたみ時/全長940×全高640/660/680×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 14.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000286	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7060-0				

座王 NA-501A

日進医療器

標準


非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

張が違う！面が違う！腰が違う！
適切な部分に最適な支持をします



※折りたたみ時/全長990×全高610-650×全幅330mm

低床	中床	高床	重量 14.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000306	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5010-0				

BAL-1

ミキ

標準


非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

ハイポリマータイヤ仕様の
シンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時/全長965×全高670×全幅335mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000451	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1010-0				

カルティマ CRT-5

ミキ

プラスα

非課税


自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調整式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長930×全高705×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000568	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1000-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-21
座すれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

NEO-1+G-Guard-IIパッケージ

日進医療器

プラスα 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす
自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時/全長1000×全高660×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5070-0				

トライメイトN 座席昇降(手動)車いす

日進医療器

在庫限り プラスα 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

少しの力でシートが床面まで下がる、
乗降しやすさを考えた
座席昇降タイプの手動車いす



単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.0kg	耐荷重 70kg	シート幅 380mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000290	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5080-0				

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

こぎやすく移乗もしやすい



※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000358	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5020-0				

ウルトラ NA-U2W・BG

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

シート幅45cm・多機能でも重量14.8kg!
ワイド&トルサイズでも
「ゆったり」「しっかり」快適に支えます!



※折りたたみ時/全長970×全高650~690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000383	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5030-0				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能

非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベ
ーディング

リクライ
ニング

ティルト

座幅45cmの自走用車いす
伸縮式駐車用ブレーキで長さが
10cm延長され、軽い力で操作が可能
工具レスで簡単ステップ調整



※折りたたみ時/全長765×全高665/685/705×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 16.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 450mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000292	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7010-0				

カルティマ CRT-7

ミキ

多機能

非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート

スイング
アウト


エレベ
ーディング

リクライ
ニング

ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000572	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1020-0				

ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル

多機能

非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベ
ーディング

リクライ
ニング

ティルト

力の弱い方や女性にもおすすめの
多機能タイプの車いす



※折りたたみ時/全長715×全高660×全幅330mm

低床	中床	高床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000249	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7020-0				

スキット SKT-4

ミキ

多機能

非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベ
ーディング

リクライ
ニング

ティルト

狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー
車いす!従来よりコンパクトに折りたためます



※折りたたみ時/全長725×全高665×全幅285mm

低床	中床	高床	重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000411	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1050-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

松永製作所

モジュール

非課税

自 走 介 助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm

低 床	中 床	高 床
TAIS	00066-000328	
商品番号	01-3020-0	

重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
月極	1割	2割 3割

ネクストコア アジャスト NEXT-51B

松永製作所

モジュール

非課税

自 走 介 助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長960×全高675×全幅280mm

低 床	中 床	高 床
TAIS	00066-000320	
商品番号	01-3030-0	

重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
月極	1割	2割 3割

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール

非課税

自 走 介 助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

スリム・軽量・安全と快適性に優れた
自走用車いす
シート幅を工具無しで調整可



※折りたたみ時/全長990×全高650~690×全幅300mm

低 床	中 床	高 床
TAIS	00175-000361	
商品番号	01-5050-0	

重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
月極	1割	2割 3割

カルッタ CRT-1-CZ

ミキ

モジュール

非課税

自 走 介 助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックサポート

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライニング

ティルト

取り回しの良い
「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

低 床	中 床	高 床
TAIS	00122-000609	
商品番号	01-1030-0	

重量 11.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
月極	1割	2割 3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

軽量モジュール車いす MEF-22

ミキ

モジュール

非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

従来の煩わしい調整が簡単にできるモジュール車いす

- 必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能「スライドグリップ付駐車ブレーキ」搭載



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長770×全高640/660/680×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000582	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1040-0				

スキット SKT-1000

ミキ

モジュール


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

全幅530mm(シート幅400mm)の超スリムなモジュールタイプ。お尻の痛みを軽減する前ズレ防止パッド付クッションや握力の弱い方でも操作可能なフィットグリップハンドリムなど多彩な機能



※クッション(60mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長750×全高665~715×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 17.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000524	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1060-0				

ネクストコア くるり NEXT-71B

松永製作所

6輪


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000333	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3040-0				

6輪座王 NA-506W

日進医療器

6輪


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ここちよい座りを実現する、3D形状に調節可能なバックサポートの車いす
6輪タイプでスムーズな小回りが可能



※折りたたみ時/全長940×全高610~650×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 16.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000312	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5060-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

スキット SKT-5
ミキ

6 輪


非課税

自 走 介 助



- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

幅狭で低床なフレーム構造と
6輪車が合体しました



※折りたたみ時／全長875×全高640×全幅285mm

低 床	中 床	高 床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000444	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1070-0				

ネクストコア NEXT-21B
松永製作所

標 準


非課税

自 走 介 助



- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

軽量・コンパクト・耐荷重100kg!
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時／全長935×全高655×全幅280mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000316	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3050-0				

ウルトラ NAH-U1
日進医療器

標 準


非課税

自 走 介 助



- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

軽さ・コンパクト・座り心地・
デザインを追求した究極シリーズ



※折りたたみ時／全長860×全高650×全幅280mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000319	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5090-0				

ウェイビット WA16-40S
カワムラサイクル

標 準


非課税

自 走 介 助



- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時／全長870×全高670×全幅300mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000238	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7030-0				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

KMD-A16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準

非課税


自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調節式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具レスで簡単にステップ調節が可能(5mmピッチ×10段階)

※ソフトタイヤ(ノーパンク仕様)



※折りたたみ時/全長850×全高640/660/680×全幅270mm

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000287	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7070-0				

座王 NAH-521A

日進医療器

標準


非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調節式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

張が違う! 面が違う! 腰が違う!
適切な部分に最適な支持をします



※折りたたみ時/全長990×全高630~650×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 13.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000307	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5100-0				

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準


非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調節式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm

低床	中床	高床	重量 :11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000376	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3060-0				

BAL-2

ミキ

標準


非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ 介助
ブレーキ 折り
たたみ式 跳ね上げ式
アームサポート 高さ調節式
アームサポート 張り調整式
バックサポート 幅調整式
シート スイング
アウト エレベ
ーティング リクライ
ニング ティルト

ハイポリマータイヤ仕様の
シンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時/全長865×全高690×全幅265mm

低床	中床	高床	重量 11.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000452	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1120-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

カルティマ CRT-6 ミキ

プラスα 非課税




自 走 介 助

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長850×全高705×全幅250mm

低 床 中 床 高 床		重量 9.1kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000570	月極	1割	2割	3割		
商品番号	01-1080-0						

ふわりす+ KFP16-40SB カワムラサイクル


多機能 非課税



自 走 介 助

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

カワムラサイクル最軽量車いすの 多機能モデル



※折りたたみ時/全長625×全高660×全幅280mm

低 床		中 床	高 床	重量 10.9kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS		00160-000248		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-7040-0							

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器


多機能 非課税



自 走 介 助

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた 介助用車いす



※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅280mm

低 床		中 床	高 床	重量 12.3kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00175-000359		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-5110-0							

カルティマ CRT-8 ミキ

多機能 非課税




自 走 介 助

- ノーパンク
タイヤ
- 介助
ブレーキ
- 折り
たたみ式
- 跳ね上げ式
アームサポート
- 高さ調節式
アームサポート
- 張り調整式
バックサポート
- 幅調整式
シート
- スイング
アウト
- エレベ
ーディング
- リクライ
ニング
- ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長640×全高705×全幅250mm

低 床		中 床	高 床	重量 10.5kg		耐荷重 100kg		シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00122-000574		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-1090-0							

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スキット SKT-2

ミキ

多機能


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

主輪が小さいので、サイズも収納もよりコンパクト



※折りたたみ時/全長885×全高695×全幅260mm

低床	中床	高床	重量 12.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000320	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1100-0				

カルッタ CRT-2-CZ

ミキ

モジュール


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長840×全高670×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000610	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1110-0				

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた
介助用車いす
シート幅は工具無しで調整可



※折りたたみ時/全長920×全高650~690×全幅260mm

低床	中床	高床	重量 :13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000362	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5130-0				

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所

モジュール


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅270mm

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3080-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ウルトラ NAH-UC・Hi 電動 脚部挙上式・開き式・着脱式仕様

日進医療器

電動ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

リモコン操作で角度調節可能なティルト&リクライニング機能でご利用者さまの自立支援を促すとともに介助者さまの負担を大幅に軽減します。

NAH-UC・Hi電動のエレベーター仕様です。



※走行は電動式ではありません

※折りたたみ時/全長1130×全高770×全幅560mm

低床	中床	高床	重量 23.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000395	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5150-0				

ウルトラ NAH-UC・LO 脚部挙上式・開き式・着脱式仕様

日進医療器

ティルト・リクライニング


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

介護負担を徹底的に軽減したティルト&リクライニングエレベーター仕様



※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm

低床	中床	高床	重量 21.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000380	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5140-0				

スキット SKT-7

ミキ

ティルト


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ティルト仕様で全幅が480mmとコンパクト狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます



※折りたたみ時/全長720×全高700×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 :19.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000433	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1130-0				

くるーん KPFK-12

カワムラサイクル

ティルト・リクライニング


非課税

自走 介助



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ティルトとリクライニングがひとつになったぴったりフィット機構



※折りたたみ時/全長720×全高770×全幅350mm

低床	中床	高床	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000250	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7050-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

モデラートα

ランダルコーポレーション


ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ティルトもリクライニングも一本のレバー操作だけで生活の場面に最もふさわしい座位姿勢を簡単に実現できます。背中のズレがほとんどなく、体が前に滑るのを防ぎます。



※折りたたみ時/全長800×全高700×全幅580mm

単位:mm 車輪:インチ

低床		中床	高床	重量 20.0kg		耐荷重 100kg		シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00496-000389		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-9070-0							

エリーゼ FR-31TR

松永製作所


ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

リフトアップ機能でその場回転を実現! 横移動も可能にした ティルト&リクライニング車いす



単位:mm 車輪:インチ

低床		中床	高床	重量 36.5kg		耐荷重 75kg		シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS		00066-000251		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-3140-0							

NEXTROLLER®_SPIⅡ(ネクストローラー)

ミキ

リクライニング 非課税

自走 介助



座面昇降型リクライニング「身体がズレず」に、「介助操作も軽くて安全」なのが、ネクストローラーです



単位:mm 車輪:インチ

低床		中床	高床	重量 24.0kg		耐荷重 100kg		シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS		00122-000491		月極	1割	2割	3割		
商品番号		01-1140-0							

アシストホイールライト NAW-16F-SD-LT

ナブテスコ


電動アシスト 非課税

自走 介助



- ノーバンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

ハンドルグリップ内蔵のセンサーにより 手動車いすと同じ感覚で操作でき、上り坂や不整地では電動アシスト、下り坂は自動的に減速



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時/全幅335mm

●実用登坂角度／10°

※折りたたみ時／全幅335mm

低床	中床	高床	重量 16.9kg(バッテリー除く)	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS	00025-000023		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9000-0					

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000

ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助



ノーパンク
タイヤ

介助
ブレーキ

折り
たたみ式

跳ね上げ式
アームサポート

高さ調整式
アームサポート

張り調整式
バックボード

幅調整式
シート


スイング
アウト

エレベーター
ディング

リクライ
ニング

ティルト

大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況の方に車いすが変形し、座位保持を助けます。工具不要で操作が出来るため、介助者さまもかんたんです。



低床		中床	高床	重量 26.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm		
TAIS	00495-000060			月極	1割	2割	3割	
商品番号	01-9060-0							

プロフィットケア

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000の特長

座位保持できない方の姿勢を車いすが変形して、長時間サポート。大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など様々な身体状況に合わせることができます。

ヘッドサポート・座奥行調整

ヘッドサポートの高さ、座面の奥行が調節可能なので、大柄の方から小柄な方まで幅広くフィットします。



ラチェット式サイドボード

背もたれ両端の角度調整ができるので、左右への体の傾きを改善します。




背中・中折れ機能

背中部分が中折れするので、背中が丸まった円背のご利用者さまの姿勢保持をサポートし、食事がしやすい姿勢にもつながります。

シート3層構造

ベースクッション(写真A)、やわらかクッションシート(写真B)、ワイヤースプリング(写真C)の3層構造で優しい乗り心地です。



安心
補償



このマークの車いすに限りです。

電動車いすには「安心補償」がついています。

JWアクティブPLUS+ Sタイプ


ヤマハ発動機

電動自走

非課税



安心
補償



操作レバー

進行方向にレバーを倒すだけで動きます。レバーから手を離すと自動的に停止します。

5段階の速度設定を常に表示

速度切り替えスイッチ



手寄せプレート

バッテリー残量を数値でお知らせ

電源スイッチ

ホーンスイッチ

●実用登坂角度/6° ●連続走行距離/15km ●最高速度/4.5km/h

低床		中床		高床		重量 27.4kg(バッテリー除く)		耐荷重 100kg		シート幅 400mm	
TAIS		00233-000095		月極		1割		2割		3割	
商品番号		01-9030-0									

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P32-39
手すり
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

WHILL Model CK 次世代型車いす

WHILL

電動自走

非課税

暮らしを楽しむ新しい“クルマ”

ノーバンク
タイヤ

使う人のことを第一に考えたデザイン

Easy & Safe

目指したのは子供から大人まで、誰でも安心して使うことができる操作性と乗り降りのしやすさ。坂道でも安全な走行を実現する、安心ブレーキと片流れ防止機能を搭載しました。

安心
補償簡単
操作

前後左右、力を入れず指先で簡単操作。なお、コントローラは左右どちらかのアームに取付可能です。

簡単
乗降

アームの跳ね上げで簡単乗降。フットサポートの上に立っても転倒しません。


安心
ブレーキ

手を離せば坂道でも自動でブレーキがかかります。

片流れ
防止

左右のモーターを適切に制御し、横に傾斜した道でもまっすぐ走ります。


WHILL Model CK: WHL-CK01



1. コントローラーの高さ…670, 690, 710, 730mm
2. バックサポート角度…90, 95, 100°
3. バックサポート高さ…340 - 460mm(無段階)
4. 床からのシート高さ…405, 425, 445, 465, 485mm
5. フットサポート高さ…115mm
6. シート角度…6°
7. シート長さ…375, 400, 425mm
8. シート幅…400mm
9. アーム前後…-45, 0, +45mm

3ステップで簡単に分解して持ち運び

Portable

分解可
省スペース

分解すればセダンのトランクにも収納可能です。外出先で組み立てると、そこでの移動も安心です。

日々の生活を便利にする小回り性能

Convenient

便利であること、それはいろんな場所に行けるということです。

最小回転半径
76
cm

縦だけではなく横にも回るオムニホイールで小さな回転半径を実現。

20
リットル

20ℓの大容量がごが標準装備。買い物に便利です。

5cm

GOOD DESIGN AWARD
2017年度受賞

仕 様	走行距離/16km※ 最高速度/6km/h 登坂力/10度	重量/約52kg 充電時間/5時間 最大荷重/115kg	サイズ/幅550×奥行985×高さ740~940mm バッテリー/リチウムイオン(25.2V 10.0Ah) 使用環境/-15℃~40℃※※
-----	-------------------------------------	------------------------------------	--

※急な坂道では速度が制限されることがあります。 ※※バッテリー温度が-3℃以下の場合、最高速度が4kmに制限されます。

TAIS	01520-000005	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9020-0				

WHILL オプション

杖ホルダー WHL-C11

WHILL

杖を本体に固定するためのホルダーです
対応可能な杖の本数は1本になります



サイズ	重量
高さ88.9×幅107.4×奥行142.9mm	約150g

TAIS	01520-000008	商品番号	02-9000-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

骨盤ベルト WHL-C12

WHILL

骨盤の後傾やずりおちを抑えます。坂道でも座位をしっかりと安定させ、日常生活における不安感をサポートします



サイズ	重量
700~1000mm	245g

TAIS	01520-000009	商品番号	02-9001-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リチウムイオンバッテリー WHL-C10

WHILL

予備バッテリーを持つことで充電切れの心配がなく、外出できます。後方からの視認性を高めるテールランプ、また側面に電池の残量が分かるLEDライトが付いています



※本体に1つ付属しています。

重量	充電時間
2.8kg	5時間

TAIS	01520-000007	商品番号	02-9002-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ジョイスティック(スティック) WHL-C27

WHILL

手で握んだり指の間に挟んで操作します



サイズ	重量
高さ85×幅43×奥行54mm	46g

TAIS	01520-000026	商品番号	02-9003-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。
(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリーWHL-C10を除く)

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スズキ セニアカー ET-4D9 / ET-4D8 / ET-4D7

スズキ

在庫品限り
(ET-4D9を除く)

電動カート

非課税

安心
補償

ET-4D9



ET-4D8※



※画像はET-4D8のものですが、ET-4D7もほぼ同等の外観です

傾斜お知らせや音声案内など
安心のための機能を採用

31km※の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実


※ET-4D7の連続走行距離は33km

JIS認証商品

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
- 音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
- バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
- 前後方LED点滅ランプ □ パンクレスタイヤ □ 握り込み緊急停止機能

主要性能	ET-4D9	ET-4D8	ET-4D7
連続走行距離※	31km		33km
速度	1～6km/h		2～6km/h
実用登坂角度	10°		
JIS規格	JIS T 9208:2016		JIS T 9208:2009

※連続走行距離はJIS規格に基づく値です。使用環境や運転方法に応じて実際の走行距離は異なります。



重量 100kg (バッテリー含む)	耐荷重 100kg	シート幅 420mm
--------------------	-----------	------------

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	01-9042-0				
スズキ セニアカー ET4D 8型	ET-4D8	00152-000025	01-9041-0				
スズキ セニアカー ET4D 7型	ET-4D7	00152-000022	01-9040-0				

ラスレル 折りたたみ式 電動車いす カシダス

電動自走


非課税

安心
補償



折りたたみ可能で、
電動車いすではトップクラスの最軽量
2018年度グッドデザイン賞を受賞し、
機能とデザインに優れる

- 連続走行距離／約13km
- 最大速度／約6km/h
- 実用登坂角度／10°
- 旋回範囲／900mm




※折りたたみ時／全長1115×全高320×全幅645mm

仕様	旋回範囲／900mm モーター／DCブラシレスモーター 24V、1200W×2 電池／24V、8.7AH、210Wh リチウムイオン電池	充電器／24V、2A 制動方式／電磁ブレーキ 操舵方法／ジョイスティック型コントロール	前輪／フィンチPULリッドタイヤ 後輪／10インチエアタイヤ 転倒防止車輪／50mmリッドタイヤ
----	--	---	--

低床	中床	高床	重量 21.6kg (バッテリー含む)	耐荷重 115kg	シート幅 420mm
----	----	----	---------------------	-----------	------------

TAIS	01388-000007	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9010-0				



解除ひも

解除ひもを引くだけで、ワンタッチでコンパクトに折りたためます。組み立ても簡単です。



電磁ブレーキ

“ロック”の状態では、電源がOFFのときやジョイスティックの操作が無いときにブレーキがかかる、安全設計です。



転倒防止車輪

キャスターを伸ばすことで、勾配のきつい坂道での転倒を防止します。また、後方への転倒も予防します。



コントロールパネル

行きたい方向へジョイスティックを倒すだけの簡単操作。速度は3段階調節が可能です。バッテリー残量もひと目で確認できます。



充電端子

搭載したままケーブルで充電が可能です。充電時間は4時間、1回の満充電で約13kmの走行が可能です。



フットプレート(足置き)

足置きが可動式なので、足を妨げることなく乗り降りが可能です。また、跳ね上げると洗面台など膝先まで近づきます。



左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
レンタル
P2-21
床ずれ防止用具
レンタル
P22-27
体位変換器
レンタル
P28-29
歩行補助杖
レンタル
P30-31
歩行器
レンタル
P32-39
手すり
レンタル
P40-51
車いす・付属品
レンタル
P52-73
スロープ
レンタル
P74-77
移動用リフト
レンタル
P78-84
自動排泄処理装置
レンタル
P85
徘徊感知機器
レンタル
P86-89

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040／OWL21W-BK1-4340

加地

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ

●アウルパターン(アウルREHA全品番共通)

厚さ
4cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を
考慮したデザイン、
カバーは前後のタグ付き。


アウル・スリット
深さを増したスリットを
設け、尾骨から仙骨にか
けての圧力を軽減。



アウル・アイ
身体の形に合わせた形状で
最も圧力のかかる坐骨部を
包み込むようにサポート。



アウル・ライン
身体に沿った形状で誤使用防
止と使用時の通気性に配慮。



アウル・フェザー
外転防止のために外側を高くしたサポート形状。

●車いすの座幅に合わせて、幅／400・430mmの2サイズからお選びいただけます。

商品名	幅	品番	縦×厚さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルREHA レギュラー	400mm	OWL21-BK1-4040	400×40mm	約1.2kg	00540-000028	02-2000-2				
	430mm	OWL21W-BK1-4340		約1.3kg	00540-000064	02-2060-2				

アウルREHA ミドル OWL-26-BK1-4040

加地

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ

厚さ
6cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を
考慮したデザイン、
カバーは前後のタグ付き。

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

加地

坐骨部の深い沈み込み量確保した減圧重視タイプ

厚さ
8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を
考慮したデザイン、
カバーは前後のタグ付き。

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ60mm		約1.3kg	
TAIS	00540-000057	商品番号	02-2010-2
月極	1割	2割	3割

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ80mm		約1.4kg	
TAIS	00540-000029	商品番号	02-2030-2
月極	1割	2割	3割

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の
高い姿勢保持タイプ

厚さ
3.5~8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を
考慮したデザイン、
カバーは前後のタグ付き。

モニートREHA MOR01-BK1

加地

調整なしで使用できる背座一体型クッション
円背で前ずれ傾向がある方、背骨・尾骨部に
骨突出がある方に推奨

厚さ
3~5cm



エクスジェル配置図

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ35~80mm		約1.5kg	
TAIS	00540-000055	商品番号	02-2020-2
月極	1割	2割	3割

サイズ		重 量	
幅400×奥行420×高さ210mm(座面高 厚さ30~55mm)		1.2kg	
TAIS	00540-000056	商品番号	02-2050-2
月極	1割	2割	3割

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

レンタル
特殊寝台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
レンタル
P22-27
体位変換器
レンタル
P28-29
歩行補助杖
レンタル
P30-31
歩行器
レンタル
P32-39
手すり
レンタル
P40-51
車いす・付属品
レンタル
P52-73
スロープ
レンタル
移動用リフト
レンタル
P78-84
自動排泄処理装置
レンタル
P85
徘徊感知機器
レンタル
P86-89

サービスコード 車いす付属品:171002

アルファプラ クッション 撥水・防水カバータイプ KC-WP4040

タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ
6cm



左右の坐骨を
しっかりサポート。
仙骨座り(前ズレ)を
防ぎます。

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ60mm		約0.6kg	
TAIS	00563-000017	商品番号	02-4000-2
月極	1割	2割	3割

アルファプラ F クッション 撥水・防水カバータイプ FWC-4040

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ
7.5cm



アルファプラF継承の
高弾性無膜ウレタン
フォームと新開発で前
ズレを防ぐラジアルキ
ャッチ構造を採用。

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ75mm		0.6kg	
TAIS	00563-000124	商品番号	02-4010-2
月極	1割	2割	3割

ベスポ ジェルクッション CK-375

ケープ

前ズレ防止と足こぎサポートの1枚二役

厚さ
6.5cm



サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ65mm		1.6kg	
TAIS	00206-000072	商品番号	02-3000-2
月極	1割	2割	3割

デュオ ジェルクッション CK-385

ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ
7.5cm



仙骨座りや
骨盤後傾を起こす
座位保持困難な方に最適。

サイズ		重 量	
縦400×横400×厚さ75mm		約1.7kg	
TAIS	00206-000048	商品番号	02-3010-2
月極	1割	2割	3割

どこでもテーブル nishiura T-D

ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル



テーブル取付例



表面



裏面

● どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照してください
※車いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます

どこでもテーブルを使用することで、肘をしっかりとテーブルに置くことができ、姿勢が安定します。食事時に前腕が適正なポジションにあることは、誤嚥などを防ぐだけでなく、ご利用者さま自身の身体負担への軽減にも繋がります。

サイズ		材 質	重 量	※商品には別途保護カバーが付きます
幅600×奥行710×厚み20mm		ポリ合板	3kg	
TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2	
月極	1割	2割	3割	

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

ブレーキ延長棒

松永製作所



駐車ブレーキを延長出来ます

① +5cm ② +10cm

(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材 質

鉄

+5cm

TAIS	00066-000298	商品番号	02-9010-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

+10cm

TAIS	00066-000298	商品番号	02-9011-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(転倒防止キャスト付とのセット商品)

松永製作所



ボンベ架取付例



転倒防止キャスト付

ネクストコアシリーズ専用
500cc用(直径110mm)の
酸素ボンベに対応

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスト付	00066-000356	

ボンベ架取付時には
「転倒防止キャスト付」を
必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ	重 量
高さ:400mm 内径:φ115mm	ボンベ架:700g 転倒防止キャスト付:400g

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

車いす付属品適合表

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒 (松永製作所)	延長棒 (日進医療器)	ボンベ架 (松永製作所)	ボンベ架(小) (日進医療器)
54	自走	松永製作所	ネクストコア	NEXT-11B	○	—	※○	—
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	—	※○	—
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	—	○	—	○
55	自走	日進医療器	座王	NA-501A	—	○	—	×
56	自走	日進医療器	NEO-1+G-Guard IIパッケージ		—	○	—	○
	自走	日進医療器	トライメイトN 座席昇降(手動)車いす		—	×	—	×
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	—	○	—	○
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	—	○	—	○
58	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	—	※○	—
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	—	※○	—
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	—	○	—	○
59	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	—	×	—
	自走	日進医療器	6輪座王	NA-506W	—	○	—	×
60	介助	松永製作所	ネクストコア	NEXT-21B	○	—	※○	—
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	—	○	—	×
61	介助	日進医療器	座王	NAH-521A	—	×	—	×
	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	—	※○	—
62	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	—	○	—	×
63	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	—	×	—	○
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	—	※○	—
64	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	—	※○	—
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	—	×	—
	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D HB	○	—	×	—
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	—	×	—
65	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	—	×	—	×
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・LO	—	×	—	×
66	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR	×	—	×	—

○：適合 ×：不適合 —：非該当 ※取付時に転倒防止キャスト付が必要です。

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

延長棒

日進医療器



①

②

駐車ブレーキを延長出来ます

① +10cm ② +18cm

材 質

アルミ

+10cm

福祉用具届出コード	00175-Z00024	商品番号	02-9020-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

+18cm

福祉用具届出コード	00175-Z00024	商品番号	02-9021-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(小) KF-20S

日進医療器



φ19~22のパイプ径対応


サイズ	材 質	重 量
収納部高さ:290mm 内径:φ105mm	スチール	1.3kg

福祉用具届出コード	00175-Z00054	商品番号	02-9040-2
-----------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

スロープガイド


スロープは屋内外のさまざまな段差を緩やかな傾斜に変え、特に車いすのように車輪のついた用具を用いて移動する際に有効な福祉用具です。なお、福祉用具貸与には取り付けに際して工事を伴わないものに限りです。



スロープの主な種類

段差を解消するスロープには、主に以下の2つの種類があります。

一枚板タイプ



一枚板タイプのスロープの場合、介助者さまもスロープ上を歩行するのでより安定して介助ができます。また走行可能な幅に余裕があり、レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がないため活用範囲が広く、電動を含めてほとんどの車いすにも対応できます。

レールタイプ



レールタイプのスロープの場合、介助者さまはスロープに乗らず地面を歩くことになるのでスロープを使用しない場合と介助者さまの高さは変わりませんが、ご利用者さまが乗る車いすはスロープ上を進むため高さが徐々に上昇／下降していきます。左右のレール幅を調整できるため狭い場所でも使用可能で、持ち運びがしやすいメリットがあります。

段差に対するスロープの必要な長さの目安

段差に対するスロープの必要な長さや傾斜角度の目安を以下に提示します。実際には車いすの車種やご利用者さまの体重、介助者さまの体力、設置場所などの諸条件を考慮に入れて検討する必要があります。

車いすで自走する場合

スロープの長さ

段差の **12** 倍



目安となる傾斜角度は約5°です。車いすの自走に向けたゆるやかな傾斜です。

介助者同伴で走行する場合

スロープの長さ

段差の **6** 倍



目安となる傾斜角度は約10°です。多くの介助者さまが比較的楽に車いすを押すことができる傾斜です。

最大傾斜

スロープの長さ

段差の **4** 倍



目安となる傾斜角度は約15°です。かなりの急勾配なため、これ以上の角度は危険です。

●スロープの必要な長さの算出例(段差が30cmの場合)

使用状況	スロープの必要な長さの算出
車いすで自走する場合	$30\text{cm} \times 12 = \text{長さ } 360\text{cm}$ のスロープ
介助者同伴で走行する場合	$30\text{cm} \times 6 = \text{長さ } 180\text{cm}$ のスロープ
最大傾斜の場合	$30\text{cm} \times 4 = \text{長さ } 120\text{cm}$ のスロープ

●注意事項

- このガイドはあくまで目安であり、メーカーや商品によって基準が異なる場合があります。例えばダンロップホームプロダクツはダンスロープエアーの最大傾斜角度を14°としています。
- 電動車いすでスロープを登坂する場合、該当機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度を検討し、無理がないかご確認ください。また急勾配の場合はスロープの先端が電動車いすの底に当たらないかご注意ください。

電動車いすの実用登坂角度

電動車いすや電動アシストタイプの車いすでスロープを使用する場合は耐荷重の検討はもちろん、ご使用となる機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度をご確認ください。


機種名	実用登坂角度
アシストホイールライト (P66)	10°
JWアクティブPLUS+ Sタイプ (P67)	6°
WHILL Model CK (P68)	10°

機種名	実用登坂角度
セニアカー ET4D (P69)	10°
ラスレル (P69)	10°

ダンスロープエアー

ダンロップホームプロダクツ

特殊カーボン繊維と中空構造により
さらに軽量の車いす用可搬形スロープ



- 特殊カーボン繊維と中空構造を採用することで軽さを追求
- さらにスリムな設計(約70cm)で、間口の狭い場所への対応力をより強化
- 電動車いすでの使用も可能
- 高さ3cmのエッジ(側壁)で脱輪を軽減
- スロープの脱落を防止する注意表示を上端部分に表示

サイズ

- R-285A・R-245A／幅[使用時]:710mm 幅[収納時]:354mm
- R-285A・R-245A以外／幅[使用時]:704mm 幅[収納時]:352mm
- 全規格共通／有効幅:698mm 側壁の高さ:30mm
収納時の厚み:110mm

材質

カーボンFRP

耐荷重

300kg

● ダンスロープエアーの特長

業界最軽量クラス

航空機、レーシングカーなどに使用されている高品質・特殊カーボン繊維を使用。シミュレーション技術を駆使した軽量・高強度な中空構造設計です。




汎用性の向上

全サイズ71cm以下の幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応。ハンドル部分も干渉しないのでさまざまな住宅環境に適応可能です。

安全性の確保

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折りたたみ時に懸念される怪我の危険性を軽減。上部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全なご利用を促進。



● ダンスロープエアーの使用方法



設置場所まで運びます



上端部の赤色のラインまでかけてください



樹脂止め金具をはずします



ハンドルを引き上げてください



広げます



安全を確かめて使用してください

品番	長さ	有効幅	幅[使用時]	幅[収納時]	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R-65A	650mm	698mm	704mm	352mm	約3.5kg	00532-000028	08-1000-1				
R-100A	1000mm				約4.5kg	00532-000027	08-1001-1				
R-120A	1200mm				約5kg	00532-000026	08-1002-1				
R-150A	1500mm				約6kg	00532-000025	08-1003-1				
R-175A	1750mm				約7kg	00532-000024	08-1004-1				
R-200A	2000mm				約8kg	00532-000023	08-1005-1				
R-245A	2450mm		710mm	354mm	約10kg	00532-000030	08-1006-1				
R-285A	2850mm				約11kg	00532-000029	08-1007-1				


サービスコード スロープ:171008

段ない・ス 68

シコク

従来のスロープでは幅が狭く置けなかった場所でも設置でき、安心して走行できます

●段ない・ス



全幅73cm


●段ない・ス68



全幅68cm

従来タイプより-5cmコンパクトになり狭い間口でも対応可能

材 質	耐荷重	サイズ
FRP、アルミ、合成ゴム	300kg	幅〔使用時〕:680mm(内有効幅:650mm) 幅〔収納時〕:350mm



スロープ両サイドのアルミエッジにより、横からのアプローチにも強く、脱輪しにくい構造


品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
段ない・ス 68 650	628-110	650mm	51mm	約3.5kg	01235-000188	08-3010-1				
段ない・ス 68 800	628-120	800mm	51mm	約4kg	01235-000189	08-3011-1				
段ない・ス 68 1000	628-130	1000mm	51mm	約5kg	01235-000190	08-3012-1				
段ない・ス 68 1250	628-140	1250mm	51mm	約6kg	01235-000191	08-3013-1				
段ない・ス 68 1500	628-150	1500mm	51mm	約7kg	01235-000192	08-3014-1				
段ない・ス 68 1750	628-160	1750mm	61mm	約9kg	01235-000193	08-3015-1				
段ない・ス 68 2000	628-170	2000mm	61mm	約10.5kg	01235-000194	08-3016-1				
段ない・ス 68 2400	628-180	2400mm	61mm	約12.5kg	01235-000195	08-3017-1				
段ない・ス 68 2600	628-190	2600mm	61mm	約16.0kg	01235-000196	08-3018-1				
段ない・ス 68 2800	628-200	2800mm	61mm	約17.5kg	01235-000197	08-3019-1				

車いす用スロープ 段ない・ス

シコク



軽くて丈夫な素材を使用し、折りたたんで簡単に持ち運びができます。走行面にはすべり止め加工をし、スロープ両サイドのアルミエッジが脱輪しにくい形状で安全です



在庫品限り

材 質	耐荷重	サイズ
FRP、アルミ、合成ゴム	300kg	幅〔使用時〕:730mm(内有効幅:700) 幅〔収納時〕:380mm

品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
車いす用スロープ 段ない・ス 650	628-010	650mm	51mm	約3.5kg	01235-000010	08-3000-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 800	628-020	800mm	51mm	約4kg	01235-000011	08-3001-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1000	628-030	1000mm	51mm	約5kg	01235-000012	08-3002-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1250	628-040	1250mm	51mm	約6kg	01235-000013	08-3003-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1500	628-050	1500mm	51mm	約7kg	01235-000014	08-3004-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 1750	628-060	1750mm	61mm	約9kg	01235-000015	08-3005-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2000	628-070	2000mm	61mm	約10.5kg	01235-000016	08-3006-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2400	628-080	2400mm	61mm	約13.0kg	01235-000017	08-3008-1				
車いす用スロープ 段ない・ス 2800	628-090	2800mm	61mm	約18.0kg	01235-000018	08-3009-1				

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

ESKスライドスロープ ESK300R

イーストアイ

段差の高さや設置スペースの広さに合わせて任意の長さで
使用、複数の段差に使用できます



持ち運びに便利!

持ち運びに便利な取
っ手が付き&縮めて
コンパクト

●1セットで色々な場所に対応

無段階に調整できるので複数の段差に対応できます。

●お出かけ時の携帯に便利

取っ手付きで、持ち運びが楽です。収納・移動時には、
コンパクトに縮めることができるので便利です。

●メンテナンスが簡単

本体表面のパンチング加工による滑り止め効果は半永久的、
泥やほこりなどの汚れ落としも簡単でメンテナンスが楽です。



パンチング加工

サイズ

[使用時] 幅250(有効幅180)×長さ1500~3000×厚さ75mm
[収納時] 幅250×長さ1210×厚さ80mm

重 量

17.4kg(8.7kg/1本当たり)

耐荷重

250kg(セット)

材 質

アルミ、樹脂

備 考

傾斜角度10度以下でご使用ください。
電動タイプの車いすでの使用時は、総重量80kg以下の車いすをご使用ください。

TAIS

00465-000090

商品番号

08-5000-1

月極

1割

2割

3割

インタースロープ

モルテン

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や車いす走行時の
負担を軽減するための低段差スロープ



材 質

特殊エラストマー

●設置例



屋外



玄関



室内



●安全・安心への配慮

- ・ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- ・滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- ・段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、
車いすや歩行器でも楽に走行できます。



靴下でも安心




滑りにくい形状



つまずきにくい形状

●様々な環境での使用

耐久性の高い特殊な素材により、
屋外から屋内まで広範囲に
使用できます。




高耐久性

品番	幅	高さ	奥行	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
MSRP1076	760mm	10mm	30mm	0.1kg	00054-000173	08-7000-1				
MSRP1576	760mm	15mm	50mm	0.25kg	00054-000174	08-7001-1				
MSRP2076	760mm	20mm	70mm	0.39kg	00054-000175	08-7002-1				
MSRP2576	760mm	25mm	90mm	0.56kg	00054-000176	08-7003-1				
MSRP3076	760mm	30mm	110mm	0.75kg	00054-000177	08-7004-1				
MSRP3576	760mm	35mm	130mm	1kg	00054-000178	08-7005-1				
MSRP4076	760mm	40mm	150mm	1.1kg	00054-000179	08-7006-1				
MSRP4576	760mm	45mm	170mm	2.1kg	00054-000180	08-7007-1				
MSRP5076	760mm	50mm	190mm	2.9kg	00054-000181	08-7008-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。



据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。



床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所でする場合は床走行式リフトの方が便利です。



段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。



昇降座椅子

座椅子タイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。



入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。



移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO(国際標準化機構)が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座椅子『独立宣言』のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート

- コンパクト 圧迫感のないコンパクト設計
●軽量 移動に便利な軽量タイプ
●簡単3分割 工具なしで簡単に分割



工具なしで簡単に3分割できるので持ち運びに便利です



上下動レバー



肘掛けはね上げ



キャスター移動



安全装置



サイズ		重 量	材 質
幅510×奥行760×高さ655mm 座面高:90～580mm ●電源:AC100V ●昇降速度:17mm/sec ●耐荷重:80kg		29kg	背・座シート表面:塩ビレザー 背・座シート材:ウレタンフォーム、合板 肘掛け:ABS樹脂
TAIS	00088-000024	商品番号	12-1030-1
月極	1割	2割	3割

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており、
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
●昇降速度:18mm/sec
●耐荷重:100kg

サイズ	重 量	材 質
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160～575mm	37kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム
TAIS	00088-000012	商品番号 12-1000-1
月極	1割	2割 3割

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSR5-W

コムラ製作所

座板が低いので、
床からの乗り降りが
楽々!



サイズ	重 量	材 質
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15～610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg	44kg	本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン
TAIS	00088-000023	商品番号 12-1010-1
月極	1割	2割 3割

リクライニング付昇降座椅子 ゆうゆう KC200

キシ・エンジニアリング

高級ソフトレザーで最高の座り心地です

座面がどの高さでもリクライニングが出来ます。
(倒れ角度は自由に選べます。)



立上がり補助時



リクライニング時

サイズ	重 量	材 質
幅590×奥行1040～1090×高さ800～1140mm 座面高:140～500mm(前傾時の後部の高さ) ●リクライニング角度:15～45° ●電源:AC100V ●モーター:定格40W ●耐荷重:100kg	33kg	シート合成皮革
TAIS	00398-000004	商品番号 12-1020-1
月極	1割	2割 3割

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまちなどに置いて
使用する段差解消機



電動で左右へ無段階(360度)に回転
スイッチから指を
離すと停止します。



肘置きは跳ね上げ
式になっています
ので移乗に最適。
幅調整も可能です
ので体格に合わせて
使用出来ます。



サイズ	重 量	材 質
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440～860mm [座マット]400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調高幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg	33kg	スチール製
TAIS	00125-000056	商品番号 12-5000-1
月極	1割	2割 3割

サービスコード 移動用リフト:171012

移乗サポートロボット Hug L1-01

FUJI

非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や
脱衣場での立位保持をサポートするロボット



①ハグに寄りかかる



ハグを近づけ身体を寄せ
ます。スリングシートは不
要です。

②上体を起こす



簡単にリモコン操作で、ハグ
がやさしく抱え上げます。

③便座に座る



車いすなどへゆっくりと
安全に座ることができます。

サイズ		重 量	●バッテリー／型式:鉛蓄電池 電圧:DC24V 充電時間:8時間 ●昇降速度／上昇・下降:20mm/sec ●耐荷重／100kg
全長880×全幅550×全高850～1200mm 足載せ台:外幅550×高さ62mm		30kg	
TAIS	01666-000002	商品番号	12-9000-0
月極	1割	2割	3割

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階



手元スイッチで
ブームの上げ下げ



緊急停止ボタン




● 操作しやすいダブルキャスター



前輪は操作しやすい
ダブルキャスター仕様

● 広いハンガーフック昇降範囲

支柱の取付位置(3段階)を変更すること
によって、全高およびハンガーフックの
高さ範囲を以下の表のように設定する
ことができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141～205cm	61～184cm
真ん中の取付穴	136～200cm	56～179cm
1番上の取付穴	131～195cm	51～174cm

TAIS	00170-000695	商品番号	12-4000-0
月極	1割	2割	3割

介護リフト つるべー Bセット


モリトー

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフト
アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます



組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです



サイズ		重 量		
全高2050×全幅1800～2150×奥行860～1060mm 高さ:最大2050mm/最小840mm ●最大吊り上げ荷重:100kg ●電源:AC100V		56.4kg		
TAIS		00229-000005	商品番号	12-2000-0
月極	1割	2割	3割	

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

かるがるプチV 標準セット 510070

竹虎

非課税

さまざまな部屋に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い



(架台寸法) W2650×D1000×H2312mm



かるがるプチV 本体

ハンドコントロール

●住宅改造工事が不要

架台は10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感があります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cmのベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

本体(ハンドコントロール付)、充電器、レール2.5m、脚台、ボール、レールローラー、アジャスタブルバンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品

本体サイズ		本体重量	吊り上げ重量	吊り上げ距離
全高150×全幅550×奥行310mm		8.7kg	150kg	2080mm
TAIS	00110-000117	商品番号	12-3000-0	
月極	1割	2割	3割	



まっすぐスリングシートに座れない方でも、常に本体を水平に保つ機能を持つバランスパーで本体が傾くことなく安全に移動できます。

枠内の商品をご購入商品になります

※使う方の症状に合わせたつり具をお選びください

フルスリングメッシュタイプ25005/ローバックメッシュタイプ25035

竹虎

かるがるプチV向けのスリングシート



フルスリング
メッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109

価格(税別)
38,000円

ローバック
メッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110

価格(税別)
49,000円

●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg	110~140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg

●耐荷重/250kg
●材質/ポリエステル

スリングシートパオ

モリトー

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート



スリングシートパオ
ハーフサイズ PAO100
TAIS:00229-000020

価格(税別)
43,000円

スリングシートパオ
フルサイズ PAO120
TAIS:00229-000021

価格(税別)
53,000円

備考
サイズ/700×1000mm
耐荷重/140kg

●目安として身長~180cmぐらいの方
●首や体幹の支持力が比較的しっかりした方に使用します


備考
サイズ/700×1300mm
耐荷重/140kg

●目安として身長~175cmぐらいの方
●比較的首の据わりの悪い方に使用します

脚分離型スリングシート

ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。
メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。



脚分離型
メッシュシート ハイバック
TAIS:00161-000015

脚分離型
メッシュシート ローバック
TAIS:00161-000014

品名	品番	身長の目安	価格(税別)
脚分離型スリングシート ハイバック	WN-5102-S	~145cm	52,000円
	WN-5102-M	145cm~155cm	
	WN-5102-L	155cm~165cm	
	WN-5102-LL	165cm~175cm	57,000円
脚分離型スリングシート ローバック	WN-5101-S	~145cm	43,000円
	WN-5101-M	145cm~160cm	
	WN-5101-L	160cm~175cm	

●耐荷重/120kg

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 移動用リフト:171012

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 SK-L

シコク

車いすでの移動を力強く支え、介護者さまも同乗出来ます

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。



直進乗り込み

L字乗り込み


		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	2800mm以上	1600mm以上	850mm	800mm
	L字乗り込み	1600mm以上	2800mm以上	以下	以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。


サイズ	重量
全長1150×1150mm	100kg

主要材料
ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:90～850mm
- 昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒 ●介助者同乗:可



昇降高さの範囲は
90～850mm



TAIS	01235-000147	商品番号	12-5010-1
月極	1割	2割	3割

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 SK-S

シコク

従来の同型機より軽量化、設置スペースにお困りの方へ

- メンテナンス時、モニタリングの際の点検箇所が分解などせずに、外部からチェックできるようになっています。
- 平らな場所があれば、設置用の基礎工事は不要です。
- 手元操作ができる防水タイプのリモコン付きです。
- 電源装置は、いたずら防止用のキースイッチです。



直進乗り込み


		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm	800mm
				以下	以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。


サイズ	重量
全長1000×1000mm	75kg

主要材料
ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:80～650mm
- 昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒 ●介助者同乗:不可



昇降高さの範囲は
80～650mm




TAIS	01235-000146	商品番号	12-5011-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

車椅子用電動昇降機 UD-650

いうら



1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応。
電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です



●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ②**AC-100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③段差**820mm以下**である。
- ④勾配**1mで12mm以内**である。
- ⑤ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で**40mm以上**である。
- ⑥開口寸法(出入り口幅)**760mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)





- 分解・組立てが短時間で容易に行えるので、お一人で納品・組立てができます。
- 外観部分にステンレスやアルミ材を使用。スチール部分には2重表面処理を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ブリッジとレバーの組み替えだけで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。

サイズ	重量	TAIS	00084-000082	商品番号	12-5020-1
全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075～1835mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60～820mm ●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒	116kg	月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-320

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



UD-320C・S 直進乗り込みタイプ

サイズ

全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×
全高1115～1720mm

重量 75kg 材質 スチール、ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
- 電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
- ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

TAIS	00084-000093	商品番号	12-5021-1
月極	1割	2割	3割



UD-320C・L L字乗り込みタイプ

サイズ

全幅1290(スロープを下げた状態)×
全長1260(ブリッジを立てた状態)×全高1115～1720mm

重量 79kg 材質 スチール、ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
- 電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
- ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

TAIS	00084-000094	商品番号	12-5022-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 移動用リフト:171012


据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉 MREAD モルテン

さまざまな玄関での段差を解消し、
車いす利用者さまの“一人での外出”を
サポート



レギュラータイプ

狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ
車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動
リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わ
ずに段差が解消できます。



高さ40cmまでのあがりかまちに対応

リモコン操作でらくらく段差解消

簡単なりモコン操作で、車いすに乗ったまま上下でき
ます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレス
リモコンの2種類を標準装備しています。



操作はリモコンの
ボタンを押すだけ



ワイヤレス
リモコン



リモコン

サイズ		電動ユニットサイズ	
全長1080×全幅900mm		長さ370×幅130×高さ680mm	
テーブルサイズ		重 量	
長さ910×幅900×高さ40～400[無段階]mm		52kg	
●素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W			
TAIS	00054-000277	商品番号	12-5030-1
月極	1割	2割	3割



バスリフト EWB101RR TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。
浴槽での立ち座りをサポートし、
安全・快適に入浴を楽しめます。
介助者さまへの負担も軽減されます。



入浴台や浴槽に腰
掛けた状態からバ
スリフトに移乗。ト
ランスファーボード
(別売)を使用する
とより安全です。



リモコンでシートを
降ろします。ボタン
をはなすと途中で
停止させることも
できます。




シートを浴槽の底
まで降ろし、自然な
姿勢でゆったり入
浴をお楽しみくだ
さい。



商品導入時のご留意事項

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。
使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス
- 首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽
- 丸形・大形浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽(バスリフトと干渉する可能性がある場合)




TAIS	00187-000111	商品番号	12-6000-1
月極	1割	2割	3割

バスラベンダー 西川

軽量で簡単に取り外せ、
使用の際は浴槽内に置くだけで
使用できる入浴リフトです



設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
深さ680mm以内



サイズ	
幅383×奥行600×高さ1146mm	
重 量	
18.5kg	
●最大荷重:100kg	
●昇降サイズ:95～680mm	
●昇降回数:約25回	
●充電時間:約2時間	
●バッテリーリフレッシュ機能付き	
●安全装置付き	

TAIS	00109-000108	商品番号	12-6010-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スカットクリーン

パラマウントベッド

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します。
寝たままでも、座ったままでも使用でき、持ち運びもできるので、
トイレに移動・移乗できない方より自立した
排尿を支援することができます。



スカットクリーンは、尿意の自覚があり、ご自分で、または介護する方の手助けによりレシーバーをあてがうことができる方にご利用いただけます。※尿意の自覚のない方、尿が常に出続ける方はご利用になれません。※大便には利用できません。




画像は男性用レシーバー装着済みのもの

本体サイズ	本体重量
幅233×長さ378×高さ273mm	5kg

スカットクリーンの仕組み

レシーバーの尿センサーが尿を感知すると、モーターポンプが作動して尿をタンクに吸引します。尿センサーが尿を感知なくなると自動的に停止します。吸引スイッチを使えば、排尿する前に手でモーターポンプを作動させることもできます。



▶ レシーバー よりフィットしやすくなりました。

男性用レシーバーには、就寝時などに長時間装着し続けるためのシリコン製アタッチメントを付属。女性用レシーバーには、身体に触れる部分に丸みをつけるとともに、よりやわらかい素材を使用しています。



注意 長時間の装着により、かゆみ・かぶれなどを生じる恐れがあります。各部品の定期的な洗浄・消毒や身体との接触部を拭くなど、衛生面に十分注意してください。また肌に合わない場合は、夜間など装着した状態での使用は控えてください

▶ 吸引スイッチ 漏れへの不安をやわらげます。

排尿する前から手でモーターポンプを作動できるので、はじめて使用する方などの漏れに対する不安感をやわらげることができます。また、尿センサーが汚れている場合でも、吸引スイッチを使って作動させることができます。



▶ 脱臭フィルター 気になるにおいを抑えます。

光触媒素材の脱臭フィルターを装備。フィルターは、洗浄して繰り返し使用することができます。脱臭フィルターを洗浄する時期は、ランプの点灯でお知らせします。



▶ 尿タンク 後始末は1日1回程度でOKです。

尿タンクの容量は3リットル。一般的な成人の約1日分をためられるので、後始末は1日1回程度で済みます。また、ふたを開けなくても使用量の確認ができ、満タンになるとランプとブザーでお知らせします。尿タンクは取り外し式なので、尿の処理や洗浄も簡単です。



■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。



※尿タンク・ブラシ入
れは含みません。



アタッチメントが
付属します。

尿タンク・ブラシ入れが
付属します。



ハンドルが
付属します。

尿タンク・ブラシ入れが
付属します。

採尿器本体：KW-65H

男性用レシーバーセット：KW-65MRT

女性用レシーバーセット：KW-65WRT

商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1				
男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格	介護保険購入対象品(税別)			
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格	介護保険購入対象品(税別)			

サービスコード 徘徊感知機器:171011

家族コール3 スマート


テクノスジャパン

同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

家族コール3 新機能

テスト送信機能

電波の確認がひとりでできます



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます



防滴



置くだけ充電



共通セット品

コンソール

HTHK-1



センサーと接続する
送信器です

●サイズ：100×62×25mm

多機能受信器 スマートK HRSMK-1



メロディと振動で
知らせます

●サイズ：53×86×14mm

通達距離
約80m
(見通し)

家族コール3A スマート

ベッドからの「離床」を報知



セット内容
●床センサーK ●スマートK
●コンソール

床センサーK MSK-1

●サイズ：1000×500×3mm
●折り畳みができて
収納かんたん！
●生活防水！清拭可能！

家族コール3B スマート

ベッドからの「起き上がり」を報知




セット内容
●ベッドセンサーK ●スマートK
●コンソール

ベッドセンサーK BSDK-1

●サイズ：800×250×6mm
●薄くて背中に敷いても
違和感がない！
●寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート

「離床」や「徘徊」を報知




セット内容
●超音波・赤外線センサーK
●スマートK ●自在クランプ

超音波・赤外線センサーK UISK-1

●サイズ：110×70×35mm
●2つのセンサーで正確検知！
●コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート

ドアや窓を開くと報知



セット内容
●ドアスイッチK ●スマートK
●コンソール

ドアスイッチK DRS1-K


●サイズ：①50×12×12mm
②50×10×12mm
●工具不要で取り付けできる！
●居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	11-1000-1				
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	11-1010-1				
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	11-1020-1				
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	11-1030-1				


リピーターK(中継器) HPHK-1

テクノスジャパン

●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロア間の受信に



※建物立面図

電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより、家族コールの利用範囲が広がります。

サイズ(突起部除く)	重量	材質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂
●色/グレー ●電源/AC100V(ACアダプタ付) ●エリア・グループ設定可能	●周波数/429MHz帯の1波 ●送信出力/10mW 特定小電力 ●通達距離/約80～100m ●アンテナ/ロッドアンテナ	

- 電波通達距離を約80～100m(見通し)延長
- 複数台使用も可能
- ペアリング機能で家族コール3にも対応！

TAIS	00318-000165	商品番号	11-1040-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン

在庫限り

同一建物内の介護者さまへポケット受信器で知らせます



共通セット品

コンソール10 HTH10-100K

センサーと接続する送信器です

- サイズ/112×67×28mm(突起部除く)
- 取付けやすい専用フック付き！
- 差し込んで電源ON！すぐに使える！
- *Cタイプ以外に付属します

ポケット受信器 HRP80-80J


メロディと振動で知らせます

- サイズ/93×53×12mm
- 持ち運べるポケットサイズ！
- 名前の表示が可能！
- *すべてのタイプに付属します

通達距離
約80m
(見通し)

家族コール2A ポケットタイプ

ベッドからの「離床」を報知



セット内容


- 床センサー
- ポケット受信器
- コンソール10

床センサー MS1000K

- サイズ：1000×500×4mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 生活防水！清拭可能！

家族コール2B ポケットタイプ

ベッドからの「起き上がり」を報知



セット内容


- ベッドセンサー
- ポケット受信器
- コンソール10

ベッドセンサー BPS8025K

- サイズ：800×250×10mm
- 背中に敷いて使うセンサー！
- 折り畳みができて収納かんたん！

家族コール2C ポケットタイプ

「離床」や「徘徊」を報知



セット内容


- ハイパー・赤外線センサーK
- ポケット受信器
- 自在クランプ

ハイパー・赤外線センサーK IBS180HK2

- サイズ：110×70×35mm
- 非接触で知らせるセンサー！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール2D ポケットタイプ

ドアや窓を開くと報知



セット内容

- ドアスイッチK
- ポケット受信器
- コンソール10

ドアスイッチK DRS1-K


- サイズ：①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール2A ポケットタイプ	HKP-2A	床センサー	00318-000058	11-1050-1				
家族コール2B ポケットタイプ	HKP-2B	ベッドセンサー	00318-000059	11-1060-1				
家族コール2C ポケットタイプ	HKP-2C	ハイパー・赤外線センサーK	00318-000060	11-1070-1				
家族コール2D ポケットタイプ	HKP-2D	ドアスイッチK	00318-000082	11-1080-1				

ケアロボコール


テクノスジャパン

離床行動などを感知して離れた場所にいる家族の携帯やスマホへ画像情報ありのメールで知らせます



ケアロボコール2A HKC-2A

最もポピュラーで使い方が簡単
ベッドからの「離床」を報知



コードレス・マットスイッチ MS1200RF

- サイズ/1200×500×4mm
- 重量/約1800g
- 材質/PVC
- 電池付無線送信器内蔵

セット内容

- ケアロボ2
- コードレス・マットスイッチ

共通セット品 ケアロボ2 TTCR2

センサー作動時の利用者の
状況を撮影

- サイズ/300×200×260mm
- 材質/ABS樹脂、フェルト
- 電源/ACアダプタ
- 赤外線カメラ内蔵


通信料金

月額定額1,200円(税別)

- メールアドレスは5件まで登録可能
- 写真付メールでお知らせ
- Wifiなどの通信設備や設置工事が不要

ケアロボコール2C HKC-2C

超音波と赤外線で「離床・徘徊行動」を報知



コードレス超音波・赤外線センサー UIS200

- サイズ/110×70×35mm
- 重量/約150g
- 電源/アルカリ電池(006P)またはACアダプタ
- 取付/「固定スタンド」で床に、オプションの「自在クランプ」でパイプや板などに取付可能
- 無線送信器内蔵

セット内容

- ケアロボ2
- コードレス超音波・赤外線センサー

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ケアロボコール2A	HKC-2A	コードレス・マットスイッチ	00318-000071	11-1090-1				
ケアロボコール2C	HKC-2C	コードレス超音波・赤外線センサー	00318-000073	11-1091-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-21
床ずれ防止用具
P22-27
体位変換器
P28-29
歩行補助杖
P30-31
歩行器
P40-51
車いす・付属品
P52-73
スロープ
P74-77
移動用リフト
P78-84
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

● ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000023	11-3000-1				
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサー増設セット		Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000030	11-3001-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000037	11-3003-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサー増設セット		Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000038	11-3004-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ペンダント	Ci-LP1					01398-000031	11-3002-1				



● スタンダードシリーズ つながるモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H	Ci-U1		01398-000013	11-3010-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサー増設セット			Ci-S4H	Ci-U1		01398-000011	11-3012-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000035	11-3015-1			
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサー増設セット			Ci-S4H		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000036	11-3016-1			
スタンダードシリーズ つながるモデル ペンダント	Ci-P2					01398-000012	11-3013-1				



bio next 人感センサーなしタイプ BSR031NHL

バイオシルパー

寝具の下にセンサー本体を設置、無線で離床を感知すると
離れた場所にある受信機がアラームを発し、離床をお知らせします。
人感センサーなしのシンプルなセットです。

bio next 中継機セット(人感センサーなし)
BSR0311S2HL
TAIS:01332-000023

● センサーマット 防滴

マットレスの下に設置するだけの高性能センサー
ご利用者さまは違和感を感じません
センサーは防滴仕様です



● ポータブル受信機

持ち運びに便利なポケットサイズの受信機が
音と光でお知らせします
1台で最大9名までの見守りが可能です

サイズ	素 材
センサーマット／幅800×奥行140×高さ10～30mm 受信機／幅58×奥行116×高さ17mm	センサーマット／ABS樹脂(ケース)、PVC(マット) 受信機／ABS樹脂
重 量	
センサーマット／350g 受信機／80g	
備 考	
●ACアダプター付属(写真右) ●無線到達見通し距離：100m	



bio next 中継機 BSR03RP

バイオシルパー

bio nextの受信機タイプのもので併
用します。中継機を使用することで、
より広範囲にアラームでお知らせが
可能です。



仕 様

サイズ／幅116×奥行58×高さ17mm 重量／80g 材質／ABS樹脂
●ACアダプター付属 ●無線到達見通し距離:100m

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
bio next 人感センサーなしタイプ	BSR031NHL	01332-000012	11-9010-1				
bio next 中継機	BSR03RP	01332-000039	11-9011-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

■自走用車いす 機能一覧

ページ	メーカー	商品名 / 商品番号	方式	ノーバンク タイヤ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	寝ね上げ式 アームサポート	高さ調整式 アームサポート	張り調整式 バックサポート	幅調整式 シート	スイング アウト	エレベーター ディング	リクライ ニング	ティルト
54	松永 製作所	ネクストコア NEXT-11B 商品番号 01-3000-0	自走		●	●			●					
54	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-12B HB 商品番号 01-3010-0	自走	●	●	●			●					
54	日進 医療器	ウルトラ NA-U1 エアリー仕様 商品番号 01-5000-0	自走	●	●	●			●					
54	カワムラ サイクル	ウェイビット WA22-40S 商品番号 01-7000-0	自走	●	●	●								
55	カワムラ サイクル	KMD-A22-40-M (H/SH) 商品番号 01-7060-0	自走	●	●	●								
55	日進 医療器	座王 NA-501A 商品番号 01-5010-0	自走		●	●		●	●					
55	ミキ	BAL-1 商品番号 01-1010-0	自走	●	●	●								
55	ミキ	カルティマ CRT-5 商品番号 01-1000-0	自走	●	●	●								
56	日進 医療器	NEO-1+G-Guard-II パッケージ 商品番号 01-5070-0	自走	●	●	●								
56	日進 医療器	トライメイトN 座席昇降(手動)車いす 商品番号 01-5080-0	自走						●					
56	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5020-0	自走	●	●	●	●		●		●			
56	日進 医療器	ウルトラ NA-U2W・BG 商品番号 01-5030-0	自走	●	●	●	●	●	●		●			
57	カワムラ サイクル	KMD-C22-45-M (H/SH) 商品番号 01-7010-0	自走		●	●	●	●	●		●			
57	ミキ	カルティマ CRT-7 商品番号 01-1020-0	自走	●	●	●	●				●			
57	カワムラ サイクル	ふありす+ KFP22-40SB 商品番号 01-7020-0	自走	●	●	●	●				●			
57	ミキ	スキット SKT-4 商品番号 01-1050-0	自走		●	●	●		●		●			
58	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-50B 商品番号 01-3020-0	自走		●	●	●	●	●		●			
58	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-51B 商品番号 01-3030-0	自走		●	●	●	●	●		●			
58	日進 医療器	ウルトラ NA-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5050-0	自走	●	●	●	●	●	●	●	●			
58	ミキ	カルッタ CRT-1-CZ 商品番号 01-1030-0	自走	●	●	●			●	●				
59	ミキ	軽量モジュール車いす MEF-22 商品番号 01-1040-0	自走	●	●	●	●	●	●	●	●			
59	ミキ	スキット SKT-1000 商品番号 01-1060-0	自走		●	●	●	●	●	●	●			
59	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-71B 商品番号 01-3040-0	自走		●	●		●	●					
59	日進 医療器	6輪座王 NA-506W 商品番号 01-5060-0	自走		●	●	●	●	●		●			
60	ミキ	スキット SKT-5 商品番号 01-1070-0	自走	●	●	●			●		●			

■ 介助用車いす 機能一覧

ページ	メーカー	商品名 / 商品番号	方式	ノーバンク タイヤ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	蹴り上げ式 アームサポート	高さ調整式 アームサポート	張り調整式 バックサポート	幅調整式 シート	スイング アウト	エレベーター テイング	リクライニング	ティルト
60	松永 製作所	ネクストコア NEXT-21B 商品番号 01-3050-0	介助		●	●			●					
60	日進 医療器	ウルトラ NAH-U1 商品番号 01-5090-0	介助		●	●			●					
60	カワムラ サイクル	ウェイビット WA16-40S 商品番号 01-7030-0	介助	●	●	●								
61	カワムラ サイクル	KMD-A16-40-M (H/SH) 商品番号 01-7070-0	介助	●	●	●								
61	日進 医療器	座王 NAH-521A 商品番号 01-5100-0	介助		●	●		●	●					
61	松永 製作所	ネクストコア グラン NEXT-22B HB 商品番号 01-3060-0	介助	●	●	●			●					
61	ミキ	BAL-2 商品番号 01-1120-0	介助	●	●	●								
62	ミキ	カルティマ CRT-6 商品番号 01-1080-0	介助	●	●	●								
62	カワムラ サイクル	ふありす+ KFP16-40SB 商品番号 01-7040-0	介助	●	●	●	●				●			
62	日進 医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5110-0	介助	●	●	●	●		●		●			
62	ミキ	カルティマ CRT-8 商品番号 01-1090-0	介助	●	●	●	●				●			
63	ミキ	スキット SKT-2 商品番号 01-1100-0	介助		●	●	●		●		●			
63	ミキ	カルッタ CRT-2-CZ 商品番号 01-1110-0	介助	●	●	●			●	●				
63	日進 医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5130-0	介助	●	●	●	●	●	●	●	●			
63	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B 商品番号 01-3080-0	介助		●	●	●	●	●		●			
64	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B 商品番号 01-3090-0	介助		●	●	●	●	●		●			
64	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B 商品番号 01-3070-0	介助		●	●		●	●					
64	松永 製作所	マイチルト・ コンパクト3D(EL付) MH・CR3D HB 商品番号 01-3110-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
64	松永 製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 商品番号 01-3100-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
65	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC・Hi電動(EL付) 商品番号 01-5150-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
65	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC・LO (EL付) 商品番号 01-5140-0	介助	●	●	●		●	●		●	●	●	●
65	ミキ	スキット SKT-7 商品番号 01-1130-0	介助		●	●	●		●		●			●
65	カワムラ サイクル	くるーん KPFK-12 商品番号 01-7050-0	介助	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
66	ランダル コーポレーション	モデラートα 商品番号 01-9070-0	介助	●	●	●		●	●		●		●	●
66	松永 製作所	エリーゼ FR-31TR 商品番号 01-3140-0	介助	●	●			●	●			●	●	●
66	ミキ	NEXTROLLER_SPII 商品番号 01-1140-0	介助	●	●			●	●		●	●	●	
66	ナプテスコ	アシストホイールライト NAW-16F-SD-LT 商品番号 01-9000-0	介助		●	●			●					
67	ピジョン タヒラ	座位保持ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000 商品番号 01-9060-0	介助	●				●			●		●	●



お問い合わせは